



cosanum

Der Gesundheitslogistiker.

Cosanum AG

Brandstrasse 28

8952 Schlieren

Happy Customer Service Ortho:

+41 433 66 77, ortho.order@cosanum.ch

MASSTABELLE mediven cotton

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Farben

Schwarz

S

Caramel

S

Bronze*

S

S = Serie

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

Ausführungen


Größen	I – VII
Maß	nicht möglich
Varianten	AD, AG, AT
Produkt-Längen	normal und kurz
Fußteil	offene und geschlossene Fußspitze
Abschluss	AD: Trikotrand AG: Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)*	Elastan (EL)	Bio- Baumwolle
CCL 1	51 %	22 %	27 %
CCL 2	46 %	27 %	27 %


* mit einem Recycling-Anteil von 60 Prozent

mediven cotton



Standard ohne Naht

Umfänge	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG Oberschenkelstrumpf mit Haftband	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
cG Oberschenkelstrumpf mit Haftband extra weit	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85



cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
cB ₁	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35

Länge

/G normal	72 – 83
/G kurz	62 – 71
/D normal	39 – 44
/D kurz	34 – 38