

TABLEAU DE MESURE mediven cotton

Material

Moyen

Classe de compression

CCL 1, 2

Couleurs

Noir

S

Caramel

S

Bronze*

S

S = Serie
* Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés

Modèles standard


Tailles	I – VII
Confection mesure	pas possible
Variantes	AD, AG, AT
Longueur produit	normal et court
Pied	Pointe ouverte et fermée
Bordure	AD: Bordure tricotée AG: Autofixante à picots Silicone micro dot topband sensitive

Composition de matériau

	Polyamid (PA)*	Elastanne (EL)	Coton Bio
CCL 1	51 %	22 %	27 %
CCL 2	46 %	27 %	27 %

* avec un contenu recyclé de 60 pourcent


mediven cotton



Taille en série sans couture

AG avec bande anti-glisse normale

AG avec bande anti-glisse large



		I	II	III	IV	V	VI	VII
	AG avec bande anti-glisse normale	cG 43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
	AG avec bande anti-glisse large	cG 49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85
Tour en cm	cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
	cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
	cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
	cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
	cB ¹	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
Longueur	lG normale	72 – 83 cm						
	lG courte	62 – 71 cm						
	lD normale	39 – 44 cm						
	lD courte	34 – 38 cm						
Partie du pied	Taille de pied unique ultra-élastique, pointure 36 – 43							