

Größentabelle und Maße Handteil

Varianten	
AC1 Handteil ohne Finger, mit Daumenöffnung	AC1 Handschuh mit kompressiven Fingern
	
CCL 1 Art.No.: 2Y20x02 - 7 CCL 2 Art.No.: 2Z20x02 - 7	CCL 1 Art.No.: 2Y21x02 - 7 CCL 2 Art.No.: 2Z21x02 - 7




Umfang / Handteil (cm)						
Größen	II	III	IV	V	VI	VII
eC1 = 100 % *	15,0 – 18,0	17,0 – 20,0	19,0 – 21,5	21,0 – 23,5	23,0 – 26,0	25,5 – 30,0
eC	13,5 – 15,5	15,0 – 18,0	17,0 – 20,0	19,0 – 21,0	20,0 – 23,5	22,5 – 27,5
eB	15,5 – 20,0	17,5 – 21,0	19,5 – 23,0	20,5 – 24,0	22,5 – 26,0	24,5 – 30,0
eA	15,0 – 19,0	17,0 – 20,0	19,0 – 22,0	20,0 – 23,0	22,0 – 25,0	24,0 – 29,0

Umfang / Finger (cm) / Größen							
Größen		II	III	IV	V	VI	VII
Daumen	Unten eX	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
	Oben eZ	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0
Zeigefinger	Unten eX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	Oben eZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
Mittelfinger	Unten eX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	Oben eZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
Ringfinger	Unten eX	6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	9,0
	Oben eZ	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5
Kleiner Finger	Unten eX	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0	8,0
	Oben eZ	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0

Länge / Handteil (cm), alle Größen	
AB	3,5 – 4,5
AC	10,0 – 12,0
AC1	15,0 – 16,0

Länge / Finger (cm)	
Daumen	3,5 – 4,5
Zeigefinger	4,5 – 5,5
Mittelfinger	5,5 – 6,5
Ringfinger	4,5 – 5,5
Kleiner Finger	3,5 – 4,5

* Maßpunkt eC1 befindet sich 5 cm oberhalb von eC



Maßpunkte mediven harmony

Umfang eZ wird auf der Höhe des Nagelbetts gemessen
Umfang eX wird am Fingeransatz
eAB gemessen eAC

Größentabelle und Maße Armstrumpf

Varianten (alle Varianten erhältlich in den Ausführungen normaler oder extra weiter Abschluss)						
	AG kombinierter Armstrumpf		AG kombinierter Armstrumpf mit Haftband-Abschluss		AG kombinierter Armstrumpf mit Schulterkappe	
Standardlänge	Normal	CCL 1 Art.No.: 2Y10x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z10x01-8	Normal	CCL 1 Art.No.: 2Y11x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z11x01-8	Normal	CCL 1 Art.No.: 2Y15x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z15x01-8
	Extra weit	CCL 1 Art.No.: 2Y10x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z10x11-8	Extra weit	CCL 1 Art.No.: 2Y11x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z11x11-8	Extra weit	CCL 1 Art.No.: 2Y15x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z15x11-8
Kurze Länge*			Normal	CCL 1 Art. No.: 2Y41701-8 CCL 2 Art. No.: 2Z41701-8		
			Extra weit	CCL 1 Art. No.: 2Y41711-8 CCL 2 Art. No.: 2Z41711-8		
	CG		CG mit Haftband-Abschluss		CG mit Schulterkappe	
Standardlänge	Normal	CCL 1 Art.No.: 2Y00x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z00x01-8	Normal	CCL 1 Art.No.: 2Y01x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z01x01-8	Normal	CCL 1 Art.No.: 2Y05x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z05x01-8
	Extra weit	CCL 1 Art.No.: 2Y00x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z00x11-8	Extra weit	CCL 1 Art.No.: 2Y01x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z01x11-8	Extra weit	CCL 1 Art.No.: 2Y05x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z05x11-8
Kurze Länge*			Normal	CCL 1 Art. No.: 2Y31701-8 CCL 2 Art. No.: 2Z31701-8		
			Extra weit	CCL 1 Art. No.: 2Y31711-8 CCL 2 Art. No.: 2Z31711-8		

x = Farbe; replace with 5 für schwarz, 7 für caramel or 8 für sand

* Kurze Länge nur in Caramel erhältlich

Armstrumpf	Größe I		Größe II		Größe III		Größe IV	
Umfang (cm)	Normal	Extra weit	Normal	Extra weit	Normal	Extra weit	Normal	Extra weit
eG	25,5-28,0	28,5-31,0	28,0-30,5	30,5-33,5	30,0-33,0	33,0-36,0	32,0-35,0	35,0-38,5
eF	23,5-25,5	25,5-28,0	25,0-27,5	27,5-30,0	27,5-30,0	30,0-33,0	29,5-32,0	32,0-35,0
eE	23,0-25,0	24,0-26,0	24,5-26,5	26,5-29,0	26,0-28,5	28,5-31,0	27,5-30,0	30,0-33,0
eD	22,0-24,0	24,0-26,0	23,0-25,0	25,0-27,5	24,0-26,0	26,0-28,5	25,0-27,5	28,0-30,5
eC1 = 100% **	15,0-16,5		16,5-18,0		18,0-19,5		19,5-21,0	
eC	13,5-14,5		14,5-15,5		16,0-17,5		17,5-19,0	
eA	15,0-18,0		16,0-19,0		17,0-20,0		19,0-22,0	

Armstrumpf	Größe V		Größe VI		Größe VII		Größe VIII***	
Umfang (cm)	Normal	Extra weit	Normal	Extra weit	Normal	Extra weit	Normal	Extra weit
eG	33,5-36,5	37,0-40,5	36,0-39,5	39,5-43,0	38,0-41,5	41,5-45,5	40,5-44,5	45,0-49,5
eF	31,0-34,0	34,0-37,0	33,0-36,0	36,0-39,5	35,0-38,5	38,5-42,0	37,5-41,0	41,5-45,5
eE	29,0-31,5	31,5-34,5	30,5-33,5	33,5-36,5	32,5-35,5	35,5-39,0	35,0-38,5	38,5-42,0
eD	27,0-29,5	29,5-32,0	28,5-31,0	31,0-34,0	30,5-33,5	33,5-36,5	33,0-36,0	36,0-39,5
eC1 = 100% **	21,0-23,0		23,0-25,0		25,0-27,5		27,5-30,0	
eC	19,0-20,5		20,5-22,5		22,5-24,5		25,0-27,5	
eA	20,0-23,0		22,0-25,0		24,0-27,0		26,0-29,0	

Länge (cm)	Standardlänge	Kurze Länge
	41-47	36-40

** Maßpunkt eC1 befindet sich 5 cm oberhalb von eC

*** Größe VIII: Mindestbestellmenge von 20 Stück pro Farbe und Variante; Lieferzeit ca. 4 Wochen