

**COMPRESSION**  
et d'AOMI /  
en cas d'insuffisance  
veineuse chronique



Structure côtelée ferme

Rembourrage exceptionnel – du bout des orteils jusqu'au dessus de la cheville

**Oui, mais**  
sans risque !\*

Peluche de mérinos dans toute la zone du pied



Sécurité  
par une étude  
clinique  
confirmée

Couture plate extra-longue

**mediven® angio**  
Traitement faible des besoins spécifiques



Catalogue  
de produits  
Phlébologie



0098C43 107 2022  
4 046114 572435

medi. I feel better.

Cosanum SA · Brandstrasse 28 · 8952 Schlieren · Suisse  
T +41 43 433 66 77 · ortho.order@cosanum.ch · www.cosanum.ch


Produktkatalog Phlebologie

Catalogue de produits Phlébologie

Produktkatalog  
Phlebologie



Cosanum AG · Brandstrasse 28 · 8952 Schlieren · Schweiz  
T +41 43 433 66 77 · ortho.order@cosanum.ch · www.cosanum.ch



medi



0098C43 / 07 2022  
4 046114 572435

medi. ich fühl mich besser.

**KOMPRESSION**  
bei chronischer  
Venenerkrankung  
und pAVK /  
Diabetes?

Feste Rippenstruktur

Einzigartige Polsterung – von über den Knöcheln bis in die Zehenspitzen

**Ja, aber  
sicher!\***

Mediven® angio – Sicherheit bis in die Fußspitze



Sicherheit  
in klinischer  
Studie  
bestätigt

Extralange, flache Naht

**mediven® angio**

Sicher versorgt bei besonderen Ansprüchen.

\* Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patienten mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.  
Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.



# Die medi Versorgungssampel

Für eine einfache, sichere und indikationsgerechte Versorgung.

**Schritt 1:** Feststellen der Indikation und Abklärung von Begleiterkrankungen

**Schritt 2:** Berücksichtigung von patientenindividuellen Kriterien und Begleiterkrankungen

## Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5)

ca. 98 % der über 60-Jährigen<sup>1</sup>

### Klinischer Befund

- Venöser Reflux
- Venöse Hypertonie



Kompressionstherapie mit **mediven® Rundstrick** (z. B. mediven plus<sup>®</sup>) – **patientenindividuell versorgen**

## Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5) und leichte bis mittelschwere pAVK

ca. 21 % der über 65-Jährigen<sup>2</sup>

### Weiterer klinischer Befund<sup>2,3</sup>

- Schmerzen in den Waden beim Gehen längerer Strecken (sogenannte Schaufensterkrankheit)

## Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5) und Diabetes mellitus Typ 2 / diabetische PNP

ca. 20,5 % der über 60-Jährigen<sup>4</sup>

### Weiterer klinischer Befund

- Fehlendes Druckempfinden
- Fehlendes Schmerzempfinden



Kompressionstherapie mit **mediven® angio** – **sicher versorgen**

### Einzigartiges Produkt

- Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich
- Feste Rippenstruktur
- Extralange, flache Naht

### Klinische Studie

- Stabile Durchblutung bis in die kleinsten Blutgefäße
- Keine Schädigung der Haut
- Keine Schnürfurchen
- Keine Druckstellen
- Hoher Tragekomfort

Bestätigt für CCL 1 und 2



## Chronische Venenerkrankung und fortgeschrittene pAVK

**❌ Kontraindikation** für Kompressionstherapie<sup>3</sup>

## Chronische Venenerkrankung und Diabetisches Fußsyndrom (DFS)

**❌ Keine Versorgung** mit medizinischen Kompressionsstrümpfen



### La signalisation des soins medi

Pour des soins simples, sûrs et conformes aux indications.

**Étape 1 :** constatation de l'indication et d'éventuelles comorbidités

**Étape 2 :** prise en compte des critères spécifiques du patient et de ses comorbidités

**Insuffisance veineuse chronique (CEAP C0s – C5)**

Thérapie par compression avec **mediven® tricot circulaire** (p. ex. mediven plus<sup>®</sup>) – **soin personnalisé du patient**

env. 98 % des personnes de plus de 60 ans<sup>1</sup>

Résultat d'examen clinique

- Réflux veineux
- Hypertonie veineuse

**Insuffisance veineuse chronique (CEAP C0s – C5) et diabète sucré de type 2 / PNP diabétique**

Thérapie par compression avec **mediven® angio** – **soins fiables**

Produit exceptionnel

- Peluche de métrins dans toute la zone du pied
- Structure côtelée ferme (maladie dite du lèche-vitrines)
- Douleurs dans le mollet pendant la marche prolongée

env. 21 % des personnes de plus de 65 ans<sup>2</sup>

Résultat d'examen clinique complémentaire<sup>2,3</sup>

**Insuffisance veineuse chronique (CEAP C0s – C5) et diabète sucré de type 2 / PNP diabétique**

Thérapie par compression avec **mediven® angio** – **soins fiables**

Produit exceptionnel

- Peluche de métrins dans toute la zone du pied
- Structure côtelée ferme (maladie dite du lèche-vitrines)
- Douleurs dans le mollet pendant la marche prolongée

env. 21 % des personnes de plus de 65 ans<sup>2</sup>

Résultat d'examen clinique complémentaire<sup>2,3</sup>

**Insuffisance veineuse chronique et AOMI avancée**

Contre-indication à la thérapie par compression<sup>3</sup>

**Insuffisance veineuse chronique et syndrome du pied diabétique (SPD)**

Pas de traitement avec des bas de compression médicaux

**Insuffisance veineuse chronique et AOMI avancée**

Contre-indication à la thérapie par compression<sup>3</sup>

**Étude clinique**

- Irrigation sanguine stable
- Jusque dans les plus petits vaisseaux
- Pas de lésion de la peau
- Pas de sillons/dérangements
- Pas de points de pression
- Confort de port élevé
- Absence de sensation de pression
- Absence de sensation de douleur

env. 20,5 % des personnes de plus de 60 ans<sup>1</sup>

Résultat d'examen clinique complémentaire

**Sécurité par une étude clinique confirmée**

**Références:**

Rabe E et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie 2003;32:1-14.  
 Lawall H et al. 53-Letline zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Online veröffentlicht unter: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/065-003.html (Letzter Zugriff 09.12.2020).  
 Rabe E et al. 52k-Letlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html (Letzter Zugriff 09.12.2020).  
 Bericht der nationalen Diabetes-Surveillance 2019: Diabetes in Deutschland. Robert Koch-Institut.  
 Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

<sup>1</sup> Rabe E et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie 2003;32:1-14.  
<sup>2</sup> Lawall H et al. 53-Letline zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Online veröffentlicht unter: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/065-003.html (Letzter Zugriff 09.12.2020).  
<sup>3</sup> Rabe E et al. 52k-Letlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html (Letzter Zugriff 09.12.2020).  
<sup>4</sup> Bericht der nationalen Diabetes-Surveillance 2019: Diabetes in Deutschland. Robert Koch-Institut.  
<sup>5</sup> Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.





## medi World of Compression

**Starke Marke. Umfassendes Produkt-  
Sortiment. Ganzheitliche Konzepte.**

---

Die medi World of Compression: Wegweiser für die Zukunft mit über 70 Jahren Kompetenz im Bereich Kompression. Ihr Partner für höchste Ansprüche an Qualität, Innovation und Design. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten und positive Markenerlebnisse schaffen – für Sie und Ihre Kunden.

## Zufriedene Kunden und neue Potenziale

**Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten  
für mehr Therapieerfolg.**

---

mediven Kompressionsstrümpfe gibt es in vielen Farben und Varianten. Damit bietet medi für nahezu jede Indikation den passenden Strumpf. Das breite Zusatzsortiment trägt dazu bei, dass Kunden ihre Strümpfe gerne tragen. Profitieren Sie mit medi von hoher partnerschaftlicher Kulanz und hilfreichen Services.

# medi World of Compression

medi überzeugt beim Thema Kompression mit einem ganzheitlichen Konzept. Aus diesem Grund können Sie auf medi Produkte vertrauen. Sie sind bis ins kleinste Detail auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abgestimmt.

Lernen Sie die medi World of Compression näher kennen! Dafür haben wir Kataloge entwickelt, die sich in Themenbereiche unterteilen. So finden Sie schnell und einfach alle Informationen, die Sie benötigen.

Diese Kataloge gibt es:



## **Phlebologie**

Rundgestrickte mediven Kompressionsstrümpfe sind ein wichtiger Baustein für die Therapie venöser Erkrankungen.

**Art.-Nr.: 0098C43**



## **Lymphologie**

Flachgestrickte mediven Kompressionsstrümpfe werden bei Lip- und Lymphödemen verwendet. medi bietet verschiedene mediven Produkte mit funktionalen Eigenschaften, die je nach Symptomen und Bedürfnissen der Patienten gewählt werden können.

**Art.-Nr.: 0098C42**

6

**Patientenindividuelle  
Versorgung**

14

**Übersichten mediven®**

Kompressionsklassen,  
Länge und Befestigung,  
Maßtabellen, Farbspektrum  
und Produkt-Eigenschaften.



22

**mediven elegance®**

Man sieht Schönheit.



26

**mediven® for men**

Der stilsichere Kompressions-  
strumpf für den modischen  
Business-Look.



30

**mediven comfort®**

Man spürt Weichheit.



34

**mediven plus®**

Man erlebt Zuverlässigkeit.



38

**mediven active®**

Der robuste Kompressions-  
strumpf für den aktiven Mann.



42

**mediven® forte**

Man fühlt Schutz.



46

**mediven® angio**

Sicherheit bis in die  
Fußspitze.

52

**Sonderausführungen  
Rundstrick**

**Zwickel-Varianten**

Übersicht der lieferbaren  
Ergänzungen je nach  
Qualität.



72

**mediven® ulcer kit**

Zur Versorgung bei Ulcus  
cruris venosum.

78

**Basisversorgung**

80 duomed® basic



82

**mediven harmony®**

Rundgestrickter Armstrumpf  
in sieben Seriengrößen.



86

**mediven sheer & soft**

medi's transparentester  
Kompressionsstrumpf.



90

**medi travel®  
Reisestrümpfe**

Freiverkäufliche Reise-  
strümpfe für Menschen mit  
gesundem Venensystem.



94

**medi Zubehör**

106

**medi Service**

110

**Zweckbestimmungen**

# Patientenindividuelle Versorgung mit mediven®

medi. ich fühl mich besser.

Mit diesem Anspruch entwickeln wir indikationsgerechte Produkte. Passende Hilfsmittel, die bis ins Detail auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und individuellen Kriterien von Venenpatienten abgestimmt sind.







# Die mediven® Beobachtungsstudie belegt: hohe Akzeptanz und Tragekomfort der mediven® MKS<sup>\*,1,2</sup>

## Zahlen, Daten, Fakten zu mediven® Kompressionsstrümpfen<sup>1,2</sup>

### Hohe Akzeptanz

Bis zu **98 %**  
der Patienten

hatten keine Beschwerden beim  
Tragen des MKS\*

### Tragekomfort

Über **70 %**  
der Patienten

beurteilten den MKS\* als angenehm

### Besserung der Beschwerden

Bei bis zu **53,2 %**  
der Patienten

verbesserten sich die subjektiven  
Beschwerden durch den MKS\*

### Gute Compliance

Bis zu **75,6 %**  
der Patienten

trugen den MKS\* mehrheitlich täglich\*\*\*

Bei **17,7 %**  
der Patienten

verbesserte sich objektiv der klinische  
Befund nach CEAP-Klasse\*\*

Bis zu **68,4 %**  
der Patienten

trugen den MKS\* von morgens bis abends

\* MKS = Medizinischer Kompressionsstrumpf  
\*\* CEAP = Einteilung der klinischen Ausprägung chronischer Venenerkrankungen  
\*\*\* Regelmäßige Anwender: täglich oder an mindestens 50 Prozent aller Tage pro Woche

<sup>1</sup> Schwahn-Schreiber C et al. Langzeitbeobachtung zur ambulanten Therapie phlebologischer Erkrankungen mit medizinischen Kompressionsstrümpfen in Deutschland – die mediven®-Beobachtungsstudie. Phlebologie 2016;45(1):15–24.

<sup>2</sup> Schwahn-Schreiber C et al. Versorgungsrealität mit medizinischen Kompressionsstrümpfen im ambulanten Bereich. Folgeanalyse der mediven®-Beobachtungsstudie. Phlebologie 2016;45(4):207–214.




## Die Studie deckt auf: Optimierungsbedarf bei der Versorgung

### Versorgungsrealität



Ca. **3/4**  
der Patienten  
trugen einen MKS\* aus  
leichtem Material –  
unabhängig von CEAP  
und BMI

### Patientenkriterium Gewicht



Ca. **2/3**  
der Patienten  
waren adipös oder  
übergewichtig

Der Begriff „Material“ umfasst die verschiedenen textilen Charakteristika eines MKS\* und wird durch die Festigkeit des Gewebes, die Rigidität und die Elastizität definiert.

Die mediven Beobachtungsstudie hat gezeigt, dass bei der Verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen patientenindividuelle Faktoren nur selten berücksichtigt werden. Obwohl zwei Drittel der Patienten übergewichtig oder adipös waren, bekamen 73,8 Prozent Kompressionsstrümpfe aus leichten Materialien verschrieben.

**Aus diesem Grund hat medi einen mediven Versorgungskompass (siehe Seite 12) entwickelt, um Sie bei der schnellen und einfachen MKS\*-Versorgung zu unterstützen. In nur wenigen Schritten gelingt es Ihnen, einen patientenindividuellen Kompressionsstrumpf zu finden.**

### Darum empfiehlt medi folgende Vorgehensweise:

**Schritt 1:** Indikation berücksichtigen (Indikationsübersicht)

**Schritt 2:** patientenindividuelle Kriterien berücksichtigen (Versorgungskompass)

\* MKS = Medizinischer Kompressionsstrumpf



# Schritt 1: Phlebologische Indikationsübersicht

medi Kompressionsversorgungen verbessern ...

- venöse Symptome inkl. Schmerzreduktion.
- die Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten.

Folgende Indikationen sollen berücksichtigt werden (höchster Empfehlungsgrad):<sup>1</sup>

Indikation		Produkt (CCL)	mediven elegance (1, 2)
<b>Chronische Venenerkrankungen nach CEAP</b>			
C0s	 Keine sichtbaren Anzeichen einer venösen Erkrankung		●
C1	 Besenreiser, Teleangiektasien, retikuläre Varizen		●
C2	 Varikose ohne Zeichen einer CVI		●
C3	 Prävention und Therapie venöser Ödeme		
C4	 Prävention und Therapie von Hautveränderungen C4a Pigmentierung, Ekzem C4b Dermatoliposklerose, Atrophie blanche C4c Corona phlebectatica		
C5	 Abgeheiltes Ulcus cruris venosum (UCV), Prävention des UCV-Rezidivs		
C6	 Florides UCV		
<b>Sonstige</b>			
	Therapie des gemischten Ulcus cruris		
<b>Sonstige chronische Venenkrankheiten</b>			
	Initialphase nach Varikosetherapie		●
	Funktionelle venöse Insuffizienz bedingt durch Adipositas		
<b>Sonstige Ödeme</b>			
	Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft, postoperative Reperfusionsoedeme, posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme, Ödeme infolge Immobilitäten		
<b>Thromboembolie</b>			
	• Oberflächliche Venenthrombose		●
	• Tiefe Beinvenenthrombose		
	• Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom		
	• Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten		●
	• Armvenenthrombose		
<b>Andere Indikationen</b>			
	• Entzündliche Dermatosen der Beine		●
	• Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft		●



**medi Tipp: Wir beziehen uns bei den Indikationen auf die aktuelle S2k-Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 09.04.2020)

	mediven for men (1, 2)	mediven comfort (1, 2)	mediven plus (1, 2, 3)	mediven active (1, 2)	mediven forte (2, 3)	mediven harmony (1, 2)	mediven ulcer kit (2 x 20 mmHg)	circaid juxtacures (20–30 / 30–40 / 40–50 mmHg)
	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
		•	•	•	•			
			•		•		•	
							•	•
							•	•
		•	•		•			
					•			
	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
		•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
						•		
	•	•	•	•	•			
		•	•		•			

Entstauungspotenzial



# Schritt 2: der mediven® Versorgungskompass


## Einfach patientenindividuell versorgen mit mediven®

### Empfehlung:

- Je **höher** das Gewicht,
  - Je **stärker** die Phlebödemneigung,
  - Je **schwerer** die venöse Erkrankung,
  - Je **weicher** das Bindegewebe,
- umso **kräftiger** sollte das Strumpfmaterial sein.  
 → Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung.

### medi Tipp

**Sicher versorgen bei Begleiterkrankungen.**  
 Kunden mit chronischer Venenerkrankung und gleichzeitig  
 → leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder  
 → Diabetes mellitus / diabetischer Polyneuropathie (PNP) haben besondere Anforderungen an einen medizinischen Kompressionsstrumpf.  
 mediven angio wurde speziell dafür entwickelt – und die Sicherheit in einer klinischen Studie bestätigt. Fragen Sie Ihre Kunden aktiv nach diesen Begleiterkrankungen.



**medi Tipp:**



Material	Leicht z. B. mediven mondi*	Mittel z. B. mediven* cosy	Stark z. B. mediven* 550 Bein
<b>Kriterien</b>			
Bindegewebe	normal bis fest	weich bis fest	sehr weich bis verhärtet
Gewicht			
Vertiefte Hautfalten / Kalbersprünge	keine	moderat	stark
Schweregrad der Erkrankung			
Empfohlener mediven Kompressionsstrumpf	mediven mondi*	mediven* cosy	mediven* 550 Bein

\* Wandstabilität

Bitte berücksichtigen Sie bei C5 und C6 zusätzlich das Therapiekonzept Ulcus cruris. Art.-Nr.: 0050515  
 medi.biz/wunde

Versorgen Sie Lymph- und Lipödeme mit mediven Flachstrick – siehe Versorgungslogik Flachstrick. Art.-Nr.: 0020966  
 medi.biz/fs-versorgungslogik

**Mittel**  
 (z. B. mediven plus)

**Kräftig**  
 (z. B. mediven forte)



mediven comfort

mediven plus

mediven active

mediven forte







## Die mediven® Wohlfühl- Kompression

mediven verkörpert in der modernen Venentherapie passende medizinische Kompressionsstrümpfe für nahezu jede Indikation. Sie sind bis ins Detail auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt.

medi denkt in Sachen Venentherapie weiter. Deshalb können sich Ihre Kunden auf mediven Produkte verlassen. mediven Strümpfe werden auf Hightech-Niveau produziert, sind mit Wohlfühl-Eigenschaften ausgestattet und bieten ausgezeichneten Tragekomfort.





# mediven® Produkt-Eigenschaften



## Clima Comfort\* für

- Raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche
- Hohe Atmungsaktivität



## Integrierte Clima Fresh Funktion

- Wirkt antibakteriell
- Hemmt somit geruchsbildende Bakterien



## Perfect Fit

- Hohe Passgenauigkeit
- Medizinisch wirksamer Druckverlauf
- Optimale Versorgungsbedingungen bei Serie und Maß



## Große Vielfalt an Varianten und Sonderausführungen



## Farben für mehr Lebensqualität

- Große Auswahl an Standardfarben und topaktuelle Trendfarben erhältlich.

## Hightech-Faden für natürliche Elastizität

- Hohe Zweizug-Elastizität
- Optimaler Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen
- Perfekter, faltenfreier Sitz
- Höchst attraktive Transparenz und Feinheit

Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):  
Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinprodukts – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



mediven Kompressionsstrümpfe sind latexfrei.

# Produkt-Eigenschaften mediven® ulcer kit



## Weich\*\*

- Weiches Material für einen angenehmen Tragekomfort
- Gleitet sanft und schonend über die Haut



## Antibakteriell\*\*

- Gestrick mit antibakteriellem Effekt
- Hemmt Wachstum und Einnistung geruchsbildender Bakterien



## Einfaches An- / Ablegen\*\*\*

- Unter- und Überstrumpf mit jeweils 20 mmHg zum einfachen An- und Ablegen
- Weicher Unterstrumpf erleichtert das Anlegen des Überstrumpfes



## \* Clima Comfort

Wissenschaftlich getestet vom französischen Institut IFTH. Das Testergebnis zeigt, dass die Clima Comfort Technologie von mediven den Klimaausgleich zwischen Haut und Strumpf gewährleistet. mediven erreicht eine hervorragende Gesamtbewertung mit 11 von 12 Punkten.


\*\* Diese Merkmale gelten nur für den mediven ulcer Unterstrumpf

\*\*\* Dieses Merkmal gilt für das mediven ulcer kit

# mediven® Maßtabelle


## Maßtabelle

## mediven elegance®

Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG mit Haftband normal	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG mit Haftband weit	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
 <p>ℓ = Längen- maße    c = Umfang- maße</p>	Umfangmaße in cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Längenmaße	ℓG normal	72-83 cm					
ℓG kurz	62-71 cm								
ℓD normal	39-44 cm								
ℓD kurz	34-38 cm								
Fußteile	hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36-43								

## Maßtabelle

## mediven plus® • mediven comfort®



Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG mit Haftband normal	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG mit Haftband weit	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
 <p>ℓ = Längen- maße    c = Umfang- maße</p>	Umfangmaße in cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Längenmaße	ℓG normal	72-83 cm					
ℓG kurz	62-71 cm								
ℓD normal	39-44 cm								
ℓD kurz	34-38 cm								
Maxi-Leibteil	Nur bei mediven plus AT Wir empfehlen ein Maxi-Leibteil ab einem Leibteilumfang von:								
	Größe I-III	T = ab 95 cm			H = ab 110 cm				
	Größe IV-V	T = ab 120 cm			H = ab 135 cm				
	Größe VI-VII	T = ab 140 cm			H = ab 145 cm				
Fußteile	hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36-43								



# mediven® Maßtabelle



## Maßtabelle

## mediven® forte

Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG mit Haftband normal	cG	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70
AG mit Haftband weit	cG	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80
 <p>ℓ = Längen- maße c = Umfang- maße</p>	cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
	cF	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
	cE	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
	cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
	cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
	cB1	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
	cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33
	 <p>ℓ = Längen- maße</p>	ℓG normal	72-83 cm	<b>Fußteile</b>				
ℓG kurz		62-71 cm	2 Fußlängen bei Serie mit geschlossener Fußspitze:					
ℓD normal		38-43 cm	kleiner Fuß bis 23 cm ≙ Schuhgröße 36-38					
ℓD kurz		33-37 cm	großer Fuß ab 23 cm ≙ Schuhgröße 38-43					

## Maßtabelle

## mediven active® • mediven® for men mediven® angio

Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
 <p>ℓ = Längen- maße c = Umfang- maße</p>	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
	cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
 <p>ℓ = Längen- maße</p>	<b>mediven active</b>		<b>Fußteile</b>					
	ℓD normal	43-49 cm	mediven active	geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 38-48				
	ℓD kurz	37-42 cm	mediven for men	geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 39-46				
	<b>mediven for men mediven angio</b>		mediven angio	2 Fußlängen bei Serie mit geschlossener Fußspitze: kleiner Fuß bis 25 cm ≙ Schuhgröße 36-40 großer Fuß ab 25 cm ≙ Schuhgröße 40-46				
	ℓD normal	39-44 cm						
	ℓD kurz	34-38 cm						





# mediven® Farbspektrum

Alle aktuellen Trendfarben zu unseren Rundstrick-Qualitäten finden Sie im medi e-shop.

Farbe	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
Schwarz	•	•	•	•	•	•	•
Anthrazit	•	•	•	•	•	•	
Marine	•	•	•	•	•	•	
Cashmere	•		•	•		•	
Caramel	•		•	•		•	•
Rosé	•		○	•		○	
Bronze	•		○	•		○	
Beige	•		○	•		○	
medi Magenta	○			○			
Weiß	○			○	•		
Braun		•			•		

○ Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

# mediven® Sortimentsübersicht Länge und Befestigung

Länge	Befestigung	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
AD	Trikotrand	•	•	•	•	•	•	•
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•	•		•	
	Noppen-Haftband schmal (sNoB)	•		•	•		•	
AF	Trikotrand	•			•		•	
	Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)	•		•	•		•	
	Flächen-Haftband Rose (FBR)	•		•	•		•	
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•	•		•	
	Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)	•		•	•		•	
AG	Trikotrand	•			•		•	
	Hüftbefestigung				•		•	
	Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)	•		•	•		•	
	Flächen-Haftband Rose (FBR)	•		•	•		•	
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•	•		•	
	Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)	•		•	•		•	

Länge	Befestigung	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio	
AT	Standard-Leibteil	•			•		•		
	Komfort-Leibteil			•					
	Maxi-Leibteil				•				
	leicht kompr. LT	•			•		•		
	mittel kompr. LT				•		•		
	hoch kompr. LT				•		•		
	Zwickel-Auswahl Seite 59 – 68	•		•	•		•		
	AT / U	geschlossenes LT	•			•		•	
		offenes LT	•			•		•	
leicht kompr. LT		•			•		•		
Zwickel-Auswahl Seite 59 – 68		•			•		•		
AT / H	Schlitz quer				•		•		
	leicht kompr. LT				•		•		
	mittel kompr. LT				•		•		
	hoch kompr. LT				•		•		
	Zwickel-Auswahl Seite 59 – 68				•		•		
AT / E	rechts				•		•		
	links				•		•		
	leicht kompr. LT				•		•		
	mittel kompr. LT				•		•		
	hoch kompr. LT				•		•		
	Herren-Zwickel				•		•		
	U-Zwickel				•		•		
	Zwickel-Auswahl Seite 59 – 68				•		•		





## mediven elegance<sup>®</sup>

Das ist ein medizinischer Kompressionsstrumpf? Aber ja! Und zwar ein Modell, das die Schönheit der Frau unterstreicht. Der mediven elegance verwöhnt die Beine mit seiner kompressiven Wirkung. Dabei schmiegt er sich wie eine zweite Haut an das Bein. Er kann zu jeder Garderobe kombiniert werden und bringt die weibliche Figur perfekt zur Geltung. Getreu dem Motto: Man sieht Schönheit.

mediven elegance. So attraktiv wirkt Kompression.



# mediven elegance®

Man sieht Schönheit.  
So attraktiv wirkt Kompression.

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven elegance für:

- Frauen
- Normalgewichtig
- Keine Phlebodemneigung
- Straffes Bindegewebe

## Indikationen<sup>2</sup>


- Chronische Venenerkrankungen des Stadiums I nach Widmer bzw. C0s – C2 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikose-therapie
- Oberflächliche Venenthrombose
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

## Eigenschaften

- Transparente Feinstrumpfoptik
- Mehr Zehenfreiheit durch die Soft Elastic Fußspitze
- Breit und weich gearbeitetes Kniestrumpf-Bündchen
- Verkleinerte Ferse für faltenfreien Sitz
- Edle Schmuck-Haftband-Motive für Schenkelstrümpfe



## Waschanleitung

Pflegeleicht   
für Waschmaschine und  
Trockner geeignet

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.



Flächen-Haftband Rose



Soft Elastic Fußspitze



Breites Kniestrumpf-Bündchen

## Produkt-Vorteile



Clima Comfort

Clima Fresh

Vielfalt


Perfect Fit

Soft Elastic



Vgl Ben Ammar, F. (DermScan):  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Lieferbare Varianten



## Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 49 – 58	
Abschluss	AD	Trikotrand, Noppen-Haftband schmal, Mikronoppen-Haftband sensitiv
	AF und AG	Trikotrand, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel / Leibteil	AT	Komfort-Zwickel
	AT / U	mit geschlossenem Leibteil
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze	
	Schuhgröße 36 – 43	

## Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	34 %	66 %
CCL 2	39 %	61 %

## medi Tipp:



**medi Butler**  
erleichtern das Anziehen<sup>1</sup>

**Die medi Pflegeprodukte für Haut  
und Gestrick bieten Unterstützung**

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

## Material

# Leicht

## Kompressionsklasse

# CCL 1, 2

## Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz  
S + M

Anthrazit  
S + M

Marine  
S + M

Cashmere  
S + M

Caramel  
S + M

Rosé  
S + M

Bronze  
S + M

Beige  
S + M

medi Magenta\*  
S + M

Weiß\*  
S + M



Erhältlich mit funkelnden  
Kristallen.

\* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

<sup>1</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).





## mediven<sup>®</sup> for men

Männer sind von medizinischen Kompressionsstrümpfen schwerer zu überzeugen als Frauen. Die Argumente des mediven for men sprechen jedoch für sich und helfen Ihnen dabei.

Dieser Kompressionsstrumpf sieht aus wie ein modischer Herrenstrumpf und ist der perfekte Begleiter für den Mann. Der stilsichere Strumpf im modischen Business-Ripp-Design sitzt wie eine zweite Haut.

mediven for men. Für den modischen Business-Look.



# mediven<sup>®</sup> for men

**Der Stilsichere.  
Für den modischen Business-Look.**

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven for men für:

- Männer
- Normalgewichtig
- Keine / leichte Phlebodemneigung
- Auch für weiches Bindegewebe


## Indikationen<sup>2</sup>

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien I und II nach Widmer bzw. COs – C3 nach CEAP
- Postoperative Reperforationsödeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Entzündliche Dermatosen der Beine

## Eigenschaften

- Anatomische Fußspitze mit praktischer Rechts- / Linkskennzeichnung für hohen Tragekomfort und perfekten Sitz
- Modisches Business-Ripp-Design
- Lanolin-Ausrüstung<sup>3</sup>
- Extrabreiter und besonders weicher Komfortbund
- Für die Schuhgrößen 39 – 46 geeignet

## Waschanleitung

Pflegeleicht   
für Waschmaschine und  
Trockner geeignet



**Kniestumpf im modischen „Business-Ripp-Design“ mit Komfort-Bündchen**



**Anatomisch geformte Fußspitze mit praktischer Rechts- / Linkskennzeichnung**

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

<sup>3</sup> Natürliche Substanz zur Pflege von trockener und rauer Haut, vielseitig verwendet, beispielsweise in der Kinder- und Babypflege.

## Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Lieferbare Varianten

AD



## Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand
Fußteil	geschlossene Fußspitze Schuhgröße 39 – 46

## Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
<b>CCL 1</b>	23 %	77 %
<b>CCL 2</b>	29 %	71 %

## Material

Leicht

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2

## Standardfarben

S = Serie

Schwarz  
S

Anthrazit  
S

Marine  
S

Braun  
S



## medi Tipp:



**medi Butler**  
erleichtern das Anziehen<sup>1</sup>

**Die medi Pflegeprodukte für Haut**  
und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

<sup>1</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).







## mediven comfort<sup>®</sup>

mediven comfort ist aus traumhaft weichem Material gefertigt. Der Strumpf in den Kompressionsklassen 1 und 2 macht die Therapie von Venenleiden so angenehm wie möglich. Mit seiner Lanolin-Ausrüstung pflegt er die Haut und geht besonders sanft mit ihr um. Wie Sie Ihre Kunden vom mediven comfort überzeugen? Lassen Sie sie selbst fühlen!

mediven comfort. So anschmiegsam ist Kompression.



# mediven comfort®

Man spürt Weichheit.  
So anschmiegsam ist Kompression.

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven comfort für:

- Frauen
- Normalgewichtig / übergewichtig<sup>2</sup>
- Leichte bis schwere Phlebödeme<sup>2</sup>
- Straffes Bindegewebe

## Indikationen<sup>3</sup>

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien I bis II nach Widmer bzw. C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikose-therapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

## Eigenschaften

- Sehr weiches Material für leichtes An- und Ausziehen
- Lanolin-Ausrüstung<sup>4</sup>



- Doppelt gestrickte Komfortsohle für ein noch angenehmeres Laufgefühl
- Formgebendes Komfort-Leibteil
- Elastischer und strapazierfähiger Komfort-Zwickel






<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Nutzen Sie den mediven comfort bei schwerem Ödem nur bei normalgewichtigen Patienten. Bei Übergewicht und starkem Ödem empfiehlt medi kräftigeres Material, um Schnürfurchen vorzubeugen.

<sup>3</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

<sup>4</sup> Natürliche Substanz zur Pflege von trockener und rauer Haut, vielseitig verwendet, beispielsweise in der Kinder- und Babypflege.

## Waschanleitung

Pflegeleicht       
für Waschmaschine und  
Trockner geeignet



Komfort-Leibteil



Komfortsohle



Noppen-Haftband

## Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt




Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (Dermscan):  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Lieferbare Varianten



## Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 49 – 58	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv
	AG	Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT	Komfort-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Schuhgröße 36 – 43	

## Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	32 %	68 %
CCL 2	35 %	65 %

## Material

## Mittel

## Kompressionsklasse

## CCL 1, 2

## Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz  
S + M

Anthrazit  
S + M

Marine  
S + M

Cashmere  
S + M

Caramel  
S + M

Rosé\*  
S + M

Bronze\*  
S + M

Beige\*  
S + M

\* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.



Erhältlich mit funkelnden  
Kristallen.

## medi Tipp:



medi Butler  
erleichtern das Anziehen<sup>1</sup>

Die medi Pflegeprodukte für Haut  
und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

<sup>1</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).









## mediven plus®

mediven plus hat sich seit über 40 Jahren für eine Vielzahl an Indikationen für SIE und IHN etabliert. Der bewährte medizinische Kompressionsstrumpf in den Kompressionsklassen 1, 2 und 3 mit zusätzlichen Pluspunkten macht zuverlässig alles mit. Getreu dem Motto: Man erlebt Zuverlässigkeit.

mediven plus. So vielfältig ist bewährte Kompression.



# mediven plus®

Man erlebt Zuverlässigkeit.  
So vielfältig ist bewährte Kompression.

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven plus für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemeigung
- Auch für weiches Bindegewebe

## Indikationen<sup>2</sup>





- Chronische Venenerkrankungen der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C0s – C5 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikose-therapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft



## Eigenschaften

- Hohe Strapazierfähigkeit und blickdichte Optik
- Optimaler Sitz durch Plus-Ferse, optimierte Fußspitze, gerippte Sohlenverstärkung und 5 cm breites Bündchen
- Besonders für starke Oberschenkel empfohlen
- Maxi-Leibteil als Standard-Variante

## Waschanleitung


Pflegeleicht      
für Waschmaschine und Trockner geeignet

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.



Maxi-Leibteil als Standard-Variante



Komfortable Plus-Ferse und zuverlässige Sohlenverstärkung



5 cm breites Bündchen

## Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan).  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Lieferbare Varianten

AD



AF\*\*



AG



AG mit Hüft-  
befestigung



AT



AT / U



AT / H



ATE



BT\*\*



CT\*\*



ET\*\*



## Standard-Ausführungen

Serie Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit

Maßanfertigung möglich

Sonderausführungen möglich, siehe Seite 49 – 58

Abschluss AD Trikotrand, Noppen-Haftband schmal, Mikronoppen-Haftband sensitiv  
AF und AG Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv  
Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.

Zwickel / Leibteil AT Größe I – III: Schritt-Zwickel  
Größe IV – VII: schmaler Zwickel hinten bis Taille

Maxi-Leibteil: Größe I – III: schmaler Zwickel hinten bis Taille  
Größe IV – V: breiter Zwickel hinten bis Taille  
Größe VI – VII: extrabreiter Zwickel hinten bis Taille

AT / U mit geschlossenem Leibteil


AT / H Schlitz quer

Fußteil offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 36 – 43

## Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	25 %	75 %
CCL 2	31 %	69 %
CCL 3	37 %	63 %

## medi Tipp:



medi Butler erleichtern das Anziehen<sup>1</sup> Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

## Material

## Mittel

## Kompressionsklasse

## CCL 1, 2, 3

## Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz  
S + M

Anthrazit  
S + M

Marine  
S + M

Cashmere  
S + M

Caramel  
S + M

Rosé  
S + M

Bronze  
S + M

Beige  
S + M

medi Magenta\*  
S + M

Weiß\*  
S + M



Erhältlich mit funkelnden  
Kristallen.

\* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

\*\* Nur nach Mass

<sup>1</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).




## mediven active<sup>®</sup>

Männer, die sich zum Beispiel beruflich bedingt sehr viel bewegen, benötigen einen robusten medizinischen Kompressionsstrumpf. Er muss hohen Belastungen standhalten und im Schuh perfekt sitzen. Der Herrenstrumpf im sportlichen Feinripp-Design ist sehr weich und in keiner Situation als medizinischer Kompressionsstrumpf zu erkennen. Zeigen Sie Ihren männlichen Kunden, dass es Kompressionsstrümpfe gibt, die auch nach Mann aussehen.

mediven active. Für den aktiven Mann.





# mediven active®

**Der Robuste.  
Für den aktiven Mann.**

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven active für:

- Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemeigung
- Auch für weiches Bindegewebe


## Indikationen<sup>2</sup>

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien I und II nach Widmer bzw. C0s – C4 nach CEAP
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Entzündliche Dermatosen der Beine

## Eigenschaften

- Nicht spürbare und kaum sichtbare Naht
- Feinripp-Design – von einem Herrenstrumpf nicht zu unterscheiden
- Komfortsohle mit Fersenverstärkung, die starken Belastungen standhält
- Weicher und breiter Abschlussbund für hohen Komfort
- Sehr robustes Gestrick
- Für die Schuhgrößen 38 – 48 geeignet

## Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und Trockner geeignet



Fußspitze ohne Naht



Komfortsohle

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

## Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Lieferbare Varianten

AD



## Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand
Fußteil	geschlossene Fußspitze Schuhgröße 38 – 48

## Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	10 %	90 %
CCL 2	11 %	89 %

## Material

Kräftig

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2

## Standardfarben

S = Serie



## medi Tipp:



**medi Butler**  
erleichtern das Anziehen<sup>1</sup>

**Die medi Pflegeprodukte für Haut**  
und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

<sup>1</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).





## mediven® forte

Dieser Strumpf hält schwere Indikationen in Schach. Schließlich geht es darum, dass auch Kunden mit starkem Venenleiden aktiv am Leben teilhaben und dabei möglichst wenig Kompromisse machen müssen.

Der mediven forte ist über den ganzen Tag hinweg maximal druckstabil. Sein kräftiges Material ermöglicht die erforderliche Tiefenwirkung. Der Strumpf ist zudem sehr strapazierfähig und langlebig.

mediven forte. So stark ist wohltuende Kompression.







# mediven® forte

Man fühlt Schutz. So stark ist  
wohltuende Kompression.

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir mediven forte für:

- Frauen / Männer
- Übergewichtig / adipös
- Leichte bis schwere Phlebödemeigung
- Auch für weiches Bindegewebe

## Indikationen<sup>2</sup>






- Chronische Venenerkrankungen der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C0s – C5 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Funktionelle venöse Insuffizienz bedingt durch Adipositas
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft



## Eigenschaften

- Kräftiges, strapazierfähiges Material für noch mehr Tiefenwirkung
- Maximale Druckstabilität den ganzen Tag
- Formstabiler Softbund am AD-Abschluss
- Blickdichte Optik
- Fühlbare Frische durch die geruchshemmende Wirkung
- 2 Fußlängen bei Serie mit Fußspitze:
  - Kleiner Fuß bis 23 cm
  - Großer Fuß ab 23 cm

## Waschanleitung

Pflegeleicht       
für Waschmaschine und  
Trockner geeignet

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.



AD-Strumpf mit offener Fußspitze



Strapazierfähiges Gestrick



Formstabiler Softbund am  
AD-Abschluss

## Produkt-Vorteile



Clima Fresh


Vielfalt

Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan): Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinproduktes – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Lieferbare Varianten



## Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführung	möglich, siehe Seite 49 – 58
Abschluss	AD Trikotrand, Noppen-Haftband schmal, Mikronoppen-Haftband sensitiv AF und AG Trikotrand, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv, Hüftbefestigung Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT Größe I – III: Schritt-Zwickel Größe IV – VII: schmaler Zwickel hinten bis Taille
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze

## Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 2	21 %	79 %
CCL 3	26 %	74 %

## medi Tipp:



medi Butler erleichtern das Anziehen<sup>1</sup>

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

## Material

## Kräftig

## Kompressionsklasse

## CCL 2, 3

## Standardfarben

S = Serie  
M = Maß



Erhältlich mit funkelnden Kristallen.

\* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.  
\*\* Nur nach Mass

<sup>1</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).



# KOMPRESSION bei chronischer Venenerkrankung und pAVK/ Diabetes?

Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich

Feste Rippenstruktur

Einzigartige Polsterung – von über den Knöcheln bis in die Zehenspitzen

Ja, aber  
sicher!\*

mediven® angio – Sicherheit bis in die Fußspitze



Extralange, flache Naht

## mediven<sup>®</sup> angi

Eine Kompressionstherapie bei Patienten mit Venenleiden und gleichzeitigen Begleiterkrankungen, stellt besondere Anforderungen an einen Kompressionsstrumpf. Der mediven angi wurde speziell hierfür entwickelt und ist die optimale Lösung für Venen-patienten mit pAVK und / oder Diabetes mellitus.

Er ist der erste und einzige medizinische Kompressionsstrumpf dessen Sicherheit in der Anwendung bei Patienten mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger leichter bis mittelschwerer pAVK und / oder Diabetes mellitus wissenschaftlich untersucht und bestätigt wurde.<sup>1</sup>

mediven angi. Sicherheit in der Versorgung – bis in die Fußspitze.

# mediven® angio

Sicherheit in der Versorgung – bis in die Fußspitze.



## medi Tipp<sup>2</sup>:

Aufgrund der Produkt-Eigenschaften und der Ergebnisse der klinischen Studie<sup>1</sup> empfehlen wir mediven angio für:

- Frauen / Männer mit chronischer Venenerkrankung
- Begleitende leichte bis mittelschwere pAVK
- Begleitenden Diabetes mellitus

## Indikationen<sup>3</sup>

- Chronische Venenerkrankung der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C0s – C5 nach CEAP

## Eigenschaften

- Einzigartige, weiche Polsterung mit Merino-Plüsch im gesamten Fuß
- Natürliche Merinowolle für optimale Thermoregulierung und zusätzlichem Tragekomfort
- Extralange und flache Naht schmiegt sich angenehm an die Zehen an, sodass eine anatomische Spitzenform entsteht
- Spezielle Rippenstruktur für ein ideales Druckverhältnis zwischen Ruhe- und Arbeitsdruck und als Orientierungshilfe für die korrekte Anlage
- Mikro-Plüsch im gesamten Unterschenkel für einen angenehmen Tragekomfort
- Farbe Caramel – eignet sich zur schnellen Erkennung von Flüssigkeits-Absonderungen bei etwaigen oberflächlichen Wunden, durch Dunkelfärbung des Gestricks

## Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet

## medi Tipp:



medi Butler erleichtern das Anziehen<sup>4</sup>

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

\* Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patienten mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>3</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

<sup>4</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).




# mediven® angio

Die Lösung für Patienten mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger Begleiterkrankung pAVK und / oder Diabetes mellitus.



- Extrabreites Abschlussbündchen**  
Sicherer Halt und großflächige Druckverteilung
- ✓ Vermeidung von Einschnürungen



- Feste Rippenstruktur**  
Griffige Struktur mit hoher Längsdehnung und feinem Plüsch-Material
- ✓ Vereinfachtes Anlegen und angenehmer Tragekomfort



- Extralange, flache Naht**  
Besondere Naht bis über die Zehengrundgelenke
- ✓ Optimale Druckentlastung der Zehenspitzen und Zehengrundgelenke

- Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich**  
Einzigartige, weiche Polsterung von der Zehenspitze bis über die Knöchel
- ✓ Vermeidung von Druckspitzen bei Sensibilitäts- oder Hautstörungen und optimale Thermoregulierung



# mediven® angio

Sicherheit in der Versorgung – bis in die Zehenspitzen.

## Lieferbare Varianten

AD



## Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII Länge normal und kurz
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	Extrabreites Bündchen
Fußteil	Geschlossene Fußspitze kleiner Fuß: bis 25 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 36 – 40 großer Fuß: ab 25 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 40 – 46

## Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)	Merinowolle
CCL 1	71 %	22 %	7 %
CCL 2	70 %	23 %	7 %



mediven® angio in Caramel



mediven® angio in Schwarz

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Produkt Vorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz  
S+M

Caramel  
S+M

\* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

# Einzigartige Neuheit

**mediven® angio – der erste und einzige medizinische Kompressionsstrumpf dessen Sicherheit in der Anwendung bei Patienten mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger Begleiterkrankung pAVK und / oder Diabetes mellitus wissenschaftlich untersucht und bestätigt wurde.\***

## Einzigartige Produkt-Eigenschaften

mediven angio wurde speziell für Patienten mit chronischer Venenerkrankung und leichter bis mittelschwerer pAVK und / oder Diabetes mellitus entwickelt und optimal auf deren Bedürfnisse abgestimmt.

## Einzigartige Sicherheit

In einer klinischen Studie<sup>1</sup> mit beiden Patiententypen wurde die Sicherheit von mediven angio untersucht und wissenschaftlich belegt:

- ✓ Stabile Durchblutung bis in die kleinsten Blutgefäße
- ✓ Keine Schädigung der Haut
- ✓ Keine Schnürfurchen
- ✓ Keine Druckstellen
- ✓ Hoher Tragekomfort

Bestätigt für die Kompressionsklassen 1 und 2



\* Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patienten mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.





## mediven® Sonderausführungen Rundstrick

Jeder Kunde ist anders – um individuell zu versorgen, bieten wir Ihren Kunden zahlreiche Sonderausführungen. Das sind Artikel-Varianten, die über das mediven Standard-Sortiment hinausgehen.

Die nachfolgende Übersicht unterstützt Sie bei der Wahl der richtigen Zusätze. Durch die individuelle Versorgung tragen Sie dazu bei, dass Kunden ihre Strümpfe gerne und regelmäßig tragen. Achten Sie daher auf die unterschiedlichen Anforderungen von Venenpatienten und gehen Sie explizit darauf ein. medi bietet Ihnen alles, was Sie dafür benötigen. Für zufriedene Kunden.



# Standard-Ausführungen Fußspitzen

## Offene Fußspitze

### medi Tipp:

- Offene Spitze erfolgt auf Wunsch des Patienten, wenn Patient diese bevorzugt

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Maßanfertigung</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis



## Geschlossene Fußspitze

### medi Tipp:

- Unifußgröße: mediven elegance, mediven plus und mediven comfort  
Schuhgröße 36 – 43
- Zwei Fußgrößen bei mediven forte:
  - Klein, bis 23 cm
  - Groß, ab 23 cm

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Maßanfertigung</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis





# Sonderausführungen Fußspitzen

## Softfußspitze

### medi Tipp:

- Bei Kunden, die im Zehenbereich empfindlich sind (z. B. Hammerzehe) und daher gerne eine besonders weiche Fußspitze tragen möchten

**Hinweis:** Es kann aufgrund der unterschiedlichen Strickmaterialien zu Farbabweichungen kommen.

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis



## Hallux-valgus-Zehenfach

### medi Tipp:

- Bei Kunden, die mehr Bewegungsfreiheit in den Zehen benötigen

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	–	–	–	–



## Anatomische Fußspitze

### medi Tipp:

- Bei Kunden mit einer Überempfindlichkeit im Zehenbereich
- Besonders gut für schmale Schuhe geeignet (z. B. Business-Schuhe)

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	–	–	–	–



## Trikot-Fußspitze nach Angaben verlängern oder verkürzen

### medi Tipp:

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Trikot-Fußspitze  
nach Angaben verlängert



Trikot-Fußspitze  
nach Angaben verkürzt

### Trikot-Rand am Fuß nach Angaben verlängern

**medi Tipp:**

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis



### Fußlänge nach Angaben kürzen

**medi Tipp:**

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis



### Anti-Rutsch-Segmente

**medi Tipp:**

- Bieten mehr Unterstützung im Alltag
- Das Gehen auf Strümpfen wird sicherer und Ihre Patienten haben mehr Halt\* im Schuh

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis



\*Halt bezieht sich auf das Gehen in Schuhen mit Absatz.



# Leibteile

## Strumpfhose mit kompressivem Leibteil

### medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Bei Kunden, die einen hohen Leibteilumfang benötigen
- Bei Kunden, die weiches Bindegewebe besitzen
- Bei Bauchmuskelschwäche oder Diastasen

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	–
<b>Maßanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis



## Leibteil verlängert / verkürzt

### medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Verlängert bei Kunden mit stärkerem Leib oder starkem Po

### medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Verkürzt bei Kunden mit schwachem Po (hüfthohes Tragen möglich)

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	–
<b>Maßanfertigung</b>	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	–	ohne Aufpreis
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis



## Leibteil vorne / hinten, verlängert / verkürzt

### medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Vorne verlängert oder hinten verkürzt bei Kunden mit schwachem Po, aber stärkerem Leib

### medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Vorne verkürzt oder hinten verlängert bei Kunden mit starkem Po, aber wenig Leib

**Hinweis:** Die Differenz zwischen der vorderen und hinteren Leibteil-Länge kann maximal 9 cm betragen.

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	–	ohne Aufpreis
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis



## Hose mit offenem Schritt

### medi Tipp:

Mehr Tragekomfort und bessere Alltagstauglichkeit

- Bei Kunden mit stark eingeschränkter Bewegungsfreiheit
- Bei inkontinenten Patienten
- Bei Trägern von Dauerkathetern
- Bei Kunden mit gynäkologischen Mykosen

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	–
<b>Maßanfertigung</b>	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	–	ohne Aufpreis
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis



## Hose mit Stoma-Loch

### medi Tipp:

Mehr Tragekomfort und bessere Alltagstauglichkeit

- Bei Stoma-Trägern

### Bitte beachten Sie:

- Passen Sie bei einer Erstversorgung erst die Hose dem Kunden an und markieren Sie anschließend die Stoma-Öffnung.
- Schicken Sie zur Einarbeitung der Öffnung die Hose an medi. Auf diese Weise wird sie exakt platziert.
- Schicken Sie bei einer Wiederversorgung bitte die „Vorlage“ mit.

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
<b>Serienanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Maßanfertigung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
<b>Bei nachträglicher Änderung</b>	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis



## Einbeinhose

### medi Tipp:

- Als Alternative zu Hüftbefestigung oder Haftband

	mediven elegance	mediven plus*	mediven comfort	mediven forte*
<b>Serienanfertigung</b>	–	mit Aufpreis	–	–
<b>Maßanfertigung</b>	–	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis



\* Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis AG mit Trikotrand

# Standard-Ausführungen Haftbänder

## Flächen-Haftband Rose, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Mikronoppen-Haftband sensitiv

### Flächen-Haftband Rose

**medi Tipp:** bewährter, zuverlässiger Halt durch flächige Beschichtung. Elegantes, feminines Design. Feine, dünne Haftband-Qualität.

### Noppen-Haftband\*\*

**medi Tipp:** bewährter, zuverlässiger Halt durch Noppen-Struktur. Gute Luftzirkulation. Neutrales Design. Stabile, robuste Haftband-Qualität.

### Noppen-Haftband mit Motiv

**medi Tipp:** bewährter, zuverlässiger Halt durch Noppen-Struktur. Gute Luftzirkulation. Modisches Design. Stabile, robuste Haftband-Qualität.

### Mikronoppen-Haftband sensitiv

**medi Tipp:** kaum spürbare, feine Mikronoppen für zuverlässigen Halt. Sehr gute Luftzirkulation. Neutrales Design. Feine, dünne Haftband-Qualität.



Flächen-Haftband Rose



Noppen-Haftband



Noppen-Haftband mit Motiv



Mikronoppen-Haftband sensitiv



Vgl. Ben Ammar, F. (Dermscan):  
Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinprodukts – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



Quelle:  
Final Clinical Security Test – Eurofins DERMSCAN, Bucharest, 2019.

\*\* auch in schmal erhältlich

mediven elegance*	(FBR) Flächen-Haftband Rose	(NoB) Noppen-Haftband	(NoM) Noppen-Haftband mit Motiv	(MBs) Mikronoppen-Haftband sensitiv
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

mediven comfort*	(FBR) Flächen-Haftband Rose	(NoB) Noppen-Haftband	(NoM) Noppen-Haftband mit Motiv	(MBs) Mikronoppen-Haftband sensitiv
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

mediven plus*	(FBR) Flächen-Haftband Rose	(NoB) Noppen-Haftband	(NoM) Noppen-Haftband mit Motiv	(MBs) Mikronoppen-Haftband sensitiv
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

mediven forte*	(FBR) Flächen-Haftband Rose	(NoB) Noppen-Haftband	(NoM) Noppen-Haftband mit Motiv	(MBs) Mikronoppen-Haftband sensitiv
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

\*Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis mit Haftband



## Hüftbefestigung

### medi Tipp:

- Sicherer Halt und mehr Tragekomfort
- Bei Kunden mit starken oder konisch verlaufenden Oberschenkeln
- Bei sehr weichen Oberschenkeln
- Bei Allergikern (Alternative zum mit Silikon beschichteten Haftband)
- Bei Kunden, die durch mechanische Wirkungsweise von Haftbändern zu Hautreaktionen neigen

	mediven elegance	mediven plus*	mediven comfort	mediven forte*
Serienanfertigung	–	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis
Maßanfertigung	–	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	–	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis

\* Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis AG mit Trikotrand



## Strumpfhalterung

Strumpfhalterung aus Gurtband, verstellbar mit zwei bzw. mit vier Strumpfhaltern. Kann bei allen Qualitäten angewendet werden.

Einseitig in den Größen	1	2	3
Taille	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm
Doppelseitig in den Größen	1	2	3
Taille	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm



## Meterware

Kann nach Bedarf bestellt werden.

- Flächen-Haftband Rose (FBR)
- Noppen-Haftband (NoB)
- Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)
- Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)
- Zusammensetzung:  
Silikon, Polyamid, Polyester, Elasthan
- In den Farben  
Beige, Caramel, Schwarz, Weiß und Cashmere



A woman with blonde hair is lying on a bed with white linens, wearing white shorts. She is smiling and looking towards the camera. Her legs are raised and bent at the knees. The background shows a window with white curtains and a balcony railing.

# mediven<sup>®</sup> Zwickel-Varianten

Der perfekte Sitz des Kompressionsstrumpfes ist das A und O.

Nur wenn Ihre Kunden sich damit wohlfühlen, tragen sie ihren Strumpf konsequent. medi bietet daher unterschiedliche Zwickel-Varianten. Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick zu den zahlreichen Möglichkeiten. Neben den Bildern vereinfacht Ihnen eine Beschreibung die richtige Wahl.



Sonderaus-  
führungen  
Rundstrick



# mediven® Zwickel-Varianten

Standard-Zwickel	mediven elegance	mediven comfort	mediven plus	mediven forte
<b>Komfort-Zwickel</b>	Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 145	Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 135		
<b>Schritt-Zwickel</b> <i>Wenig Bauch und wenig Po</i> Bei einem schwach ausgeprägten Bauch und Po			Größe I – III cT 60 – 95 cH 80 – 110	Größe I – III cT 60 – 95 cH 80 – 110
<b>Schmalere Zwickel hinten</b> <i>Wenig Bauch und viel Po</i> Bei einem ausgeprägten Po und im Vergleich dazu eher flachen Bauch			Größe IV – VII cT 80 – 125 cH 100 – 145	Größe IV – VII cT 80 – 125 cH 100 – 145
<b>Breitere Zwickel hinten</b> <i>Wenig Bauch und sehr viel Po</i> Bei einem deutlich ausgeprägten Po und im Vergleich dazu eher flachen Bauch			<b>Maxi-Leibteil</b> Größe I – III cT 95 – 140 cH 110 – 150	
<b>Extrabreitere Zwickel hinten</b> <i>Viel Bauch und viel Po</i> Bei einem ausgeprägten Po und Bauch			<b>Maxi-Leibteil</b> Größe IV – V cT 120 – 150 cH 135 – 160	
<b>Umstandshose geschlossen</b> <i>Wachsender Bauch</i> Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang	Größe I – VII cT ab 60 cH ab 80		Größe I – VII cT ab 60 cH ab 80	
<b>Herrenhose, Querschlitze</b> <i>Für Herren (mit Eingriff)</i>			Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 145	

# Zwickel-Varianten Rundstrick

## Komfort-Zwickel

Standard-Zwickel

### Ausführung Serie

Qualitäten mediven elegance, mediven comfort

Größen I – VII

### Ausführung Maß

Qualitäten mediven elegance, mediven comfort

Bitte bestellen Sie „Komfort-Zwickel“



vorne



hinten

## Schritt-Zwickel

Standard-Zwickel

Schwach ausgeprägter Bauch und Po.

### Ausführung Serie

Qualitäten mediven plus, mediven forte

Größen I – III

### Ausführung Maß

Qualitäten mediven plus, mediven forte

Bitte bestellen Sie „Schritt-Zwickel“



vorne



hinten

## Maxi-Leibteil

Große Hüft- und Taillenumfänge.

### Sonderausführung

Qualität mediven plus

Größen I – VII



vorne



hinten

### Schmaler Zwickel hinten

Ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.

<b>Maßanfertigung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
<b>Sonderausführung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven plus, Größe I – III Maxi-Leibteil, Größe I – III mediven forte, Größe I – III
<b>Bitte bestellen Sie</b>	„Schmaler Zwickel hinten“



vorne



hinten

### Schmaler Zwickel vorne

Ausgeprägter Bauch und ein relativ flacher Po.

<b>Maßanfertigung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
<b>Sonderausführung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus
<b>Bitte bestellen Sie</b>	„Schmaler Zwickel vorne“



vorne



hinten

### Breiter Zwickel hinten

Deutlich ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.

<b>Maßanfertigung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte mediven comfort
<b>Sonderausführung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven comfort Maxi-Leibteil, Größe IV – VII
<b>Bitte bestellen Sie</b>	„Breiter Zwickel hinten“



vorne



hinten



### Breiter Zwickel vorne

Deutlich ausgeprägter Bauch und im Vergleich dazu ein eher flacher Po.

<b>Maßanfertigung</b>	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte mediven comfort
<b>Sonderausführung</b>	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven comfort
Bitte bestellen Sie	„Breiter Zwickel vorne“



vorne



hinten

### Variabler Zwickel hinten

Schmale Taille, deutlich ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.

<b>Maßanfertigung</b>	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte
<b>Sonderausführung</b>	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Variabler Zwickel hinten“



vorne




hinten

### Variabler Zwickel vorne

Schmale Taille, deutlich ausgeprägter Bauch und im Vergleich dazu ein eher flacher Po.

<b>Maßanfertigung</b>	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte
<b>Sonderausführung</b>	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Variabler Zwickel vorne“



vorne



hinten

### Durchgehender Zwickel schmal

Empfindlichkeit gegen Druck und leichter Po- und Bauchansatz.

<b>Maßanfertigung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
<b>Sonderausführung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus
<b>Bitte bestellen Sie</b>	„Durchgehender Zwickel schmal“



vorne



hinten

### Durchgehender Zwickel vorne schmal und hinten breit

Hoher Bauchumfang und ein besonders stark ausgeprägter Po.

<b>Maßanfertigung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
<b>Sonderausführung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus
<b>Bitte bestellen Sie</b>	„Durchgehender Zwickel vorne schmal und hinten breit“



vorne



hinten

### Durchgehender Zwickel vorne breit und hinten schmal

Insgesamt hoher Bauchumfang und ein stark ausgeprägter Po.

<b>Maßanfertigung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
<b>Sonderausführung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus
<b>Bitte bestellen Sie</b>	„Durchgehender Zwickel vorne breit und hinten schmal“



vorne



hinten

## Durchgehender Zwickel breit

Hoher Bauch- und Hüftumfang.

<b>Maßanfertigung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte mediven comfort

<b>Sonderausführung</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance mediven plus mediven comfort

<b>Bitte bestellen Sie</b>	„Durchgehender Zwickel breit“
----------------------------	-------------------------------



vorne



hinten

## Umstandshose AT / U, geschlossen

### Standard-Zwickel

Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang.

<b>Ausführung Serie</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance, mediven plus
<b>Größen</b>	I – VII

<b>Ausführung Maß</b>	
<b>Qualitäten</b>	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
<b>Bitte bestellen Sie</b>	„Umstandshose AT / U, geschlossen“



vorne



Seite



## Umstandshose AT / U, offen

Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang und vorhandener Druckempfindlichkeit.

### Maßanfertigung

Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte
------------	---

### Sonderausführung

Qualitäten	mediven elegance mediven plus
------------	----------------------------------

Bitte bestellen Sie „Umstandshose AT / U, offen“



vorne



Seite

## Herren-Zwickel mit Querschlitze

Geeignet für Herren (mit Eingriff).

### Ausführung Serie

Qualitäten	mediven plus
------------	--------------

Größen	I – VII
--------	---------

### Ausführung Maß

Qualitäten	mediven plus, mediven forte
------------	-----------------------------


Bitte bestellen Sie „Herren-Zwickel mit Querschlitze“



vorne



hinten



## mediven<sup>®</sup> ulcer kit

Die Versorgung des Ulcus cruris erfordert ein ausgeklügeltes Therapiekonzept. Mit dem mediven ulcer kit können Patienten mit offenem Bein effizient behandelt werden. Das ulcer kit besteht aus zwei Komponenten, die übereinander getragen werden: mediven ulcer und mediven ulcer plus. Der Unter- wie auch der Überstrumpf haben jeweils 20 mmHg und sorgen somit Tag und Nacht für eine therapeutisch effektive Kompressionstherapie.

Mehr zum medi Therapiekonzept Ulcus cruris erfahren Sie in unserem Produktkatalog, Seite 4.







mediven  
ulcer kit

# mediven® ulcer kit

Ulkus Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg  
für eine effektive bis zu 24-stündige  
Kompressionstherapie.<sup>1,2</sup>

## medi Tipp`:

Aufgrund der Produkt-Eigenschaften  
empfehlen wir mediven ulcer kit für:

- Frauen / Männer
- Nach initialer Entstauungsphase
- 24-stündige Kompressionstherapie


## Indikationen


- Therapie des Ulcus cruris venosum (CEAP Klassifikation C6)
- Therapie des gemischten (arteriell und venös bedingten) Ulcus cruris (unter Berücksichtigung der Kontraindikationen)
- Prävention des Ulcus cruris venosum Rezidivs (CEAP Klassifikation C5)

## Eigenschaften

- Bereits nachts therapeutisch wirksam<sup>1,2</sup>
- Einfaches Anlegen: Unterstrumpf erleichtert das Anziehen des Überstrumpfes<sup>3</sup>
- Antibakterielle und geruchshemmende Wirkung im Unterstrumpf für optimale Hygiene
- mediven ulcer sollte aus hygienischen Gründen täglich gewechselt werden, zwei Unterstrümpfe standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Angenehmes Tragegefühl bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit
- Erfüllt die Anforderungen der EWMA\*\* hinsichtlich des therapeutisch notwendigen Drucks (40 mmHg)<sup>4</sup>
- Hohe Wandstabilität dank doppeltem Strumpf

## Waschanleitung

Unterstrumpf: 

Überstrumpf: 

für Waschmaschine und  
Trockner geeignet



## Hinweis

Ein anschauliches Video zum Anlegen  
des mediven ulcer kits finden Sie hier:  
[www.medi.biz/ulcerkit](http://www.medi.biz/ulcerkit)

\* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.  
1 Partsch B et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebology 2008;23(1):40-46.  
2 Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. Phlebologie 2011;5:245-250.  
3 Tickle J. Managing venous leg ulcers and oedema using compression hosiery. Nursing Standard 2015;30(8):57-63.  
4 Franks P et al. Management of Patients with Venous Leg Ulcer Challenges and Current Best Practice. J Wound Care 2016;25 Suppl 6:1-67.  
\*\* European Wound Management Association

# Therapie der Grunderkrankung mediven® ulcer kit

Ulkus-Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg für eine effektive bis zu 24-stündige Kompressionstherapie.<sup>1,2</sup>

## Unterstrumpf mediven® ulcer

NEU

Therapeutisch effektive  
Kompression mit 20 mmHg  
während der Nacht.<sup>1,2</sup>

Flacher Abschlussrand  
gibt sicheren Halt und  
schnürt nicht ein.

Weiches Material mit  
antibakteriellem Effekt sorgt  
für angenehmen Trage-  
komfort und einfaches  
Anziehen.

Eingestrickter Ristbereich  
ermöglicht eine optimale  
Passform und reduziert die  
Faltenbildung bei  
angewinkeltem Fuß.

Spezielle Fersenkonstruktion  
bietet optimale Druck-  
entlastung und Farb-  
markierung zur einfachen  
Positionierung.

## Überstrumpf mediven® ulcer plus

Zusätzliche 20 mmHg  
Kompression während  
des Tages.

Breites Abschluss-  
bündchen gewähr-  
leistet optimalen  
Tragekomfort.

Mittlere Materialstärke  
sorgt für angenehmen  
Arbeitsdruck und eine  
dezenzte Optik.

Komfortable Plus-Ferse  
und zuverlässige Sohlen-  
verstärkung ermöglicht  
eine hohe Strapazier-  
fähigkeit.

Auch mit  
geschlossener  
Fußspitze  
erhältlich.




# mediven® ulcer kit

Ulkus-Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg für eine effektive bis zu 24-stündige Kompressionstherapie.<sup>1,2</sup>

## Lieferumfang

- 2 mediven ulcer Unterstrümpfe
- 1 mediven ulcer plus Überstrumpf
- 1 Anziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze (bei mediven ulcer kit mit offener Fußspitze)




## mediven® ulcer refill

Artikel	VE
mediven ulcer refill Nachfüllpack	2 x mediven ulcer

Artikel	Artikelnummer	
<b>Geschlossene Fußspitze</b>	<b>kurz</b>	<b>normal</b>
mediven ulcer kit	381708△000	381008△000
<b>Offene Fußspitze</b>		
mediven ulcer kit	381707△000	381007△000
<b>Nachfüllpack (je VE 2 Stück)</b>		
mediven ulcer refill	8X4718△000	8X4018△000

△ = Bitte die Größe von 1–7 ergänzen

## Maßtabelle



Größe		I	II	III	V	V	VI	VII
Umfänge (in cm)	Fessel cB	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30	30–32
	unter Knie cD	27–33	29–36	32–39	34–42	36–45	38–48	40–50
Farbmarkierung	Ferse	rosa	blau	gelb	rot	grau	grün	braun
		Kurz	Normal					
Länge (in cm)	cD	34–38	39–44					

## Kompression

2 x 20 mmHg

## Produkt-Vorteile



\* Diese Merkmale gelten nur für mediven ulcer.

## Farben

S = Serie

Caramel  
S



mediven ulcer kit mit geschlossener Fußspitze

## Studien

- <sup>1</sup> Partsch B et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebologie 2008;23(1):40–46.
- <sup>2</sup> Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. Phlebologie 2011;5:245–250







# Basisversorgungen von medi

Mit dem duomed basic bieten Sie Ihren Kunden kostengünstige Produkte mit solider Produkt-Qualität. Die Strümpfe erhalten Sie in allen wichtigen Varianten als Serien- und Maßversorgung.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit medi ermöglicht es Ihnen, auf alle Kundenbedürfnisse einzugehen und das komplette Sortiment aus aufzahlungsfreien Produkten, mediven Qualitätsprodukten sowie individuellen Premium-Zusätzen abzudecken. Erhalten Sie von medi alles einfach aus einer Hand.

# duomed<sup>®</sup> basic

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir duomed basic für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemenneigung
- Auch für weiches Bindegewebe


## Indikationen<sup>2</sup>

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft

## Eigenschaften

- Blickdichtes Gestrick

## Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und  
Trockner geeignet



Noppen-Haftband

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

## Produkt-Vorteile



## Kompressionsklasse

**CCL 1, 2**


## Standardfarben

S = Serie  
M = Maß

Caramel  
S + M

Schwarz  
S + M

## Lieferbare Varianten



## Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführung	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand, schmales Noppen-Haftband AG Noppen-Haftband
Zwickel / Leibteil	AT Standard-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Schuhgröße 36 – 43

## Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
<b>CCL 1</b>	42 %	58 %
<b>CCL 2</b>	45 %	55 %

## Seriengröße ohne Naht

	I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG mit Haftband normal	<b>cG</b> 43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72	
AG mit Haftband weit	<b>cG</b> 49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85	
	<b>cG</b>	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
	<b>cF</b>	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
	<b>cE</b>	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
	<b>cD</b>	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	<b>cC</b>	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
	<b>cB1</b>	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
	<b>cB</b>	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	<b>cY</b>	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	<b>cA</b>	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
	<b>Längenmaße</b>	<b>ℓG normal</b>	72 – 83 cm	<b>Fußteile</b> hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36 – 43				
	<b>ℓG kurz</b>	62 – 71 cm						
	<b>ℓD normal</b>	39 – 44 cm						
	<b>ℓD kurz</b>	34 – 38 cm						





## mediven harmony<sup>®</sup>

Der Armstrumpf „ohne Naht“ eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei gering ausgeprägten posttraumatischen Ödemen.







# mediven harmony®

Rundgestrickter Armstrumpf in sieben Seriengrößen.


## Indikationen<sup>3</sup>

- Schulter-Armvenenthrombose
- Postoperative und posttraumatische Ödeme (Hinweis: nicht für ausgeprägte Ödeme geeignet!)

## Eigenschaften

- Doppelte Ellipse im Bereich des Ellenbogens und der Ellenbeuge für
- Verminderte Faltenbildung in der Ellenbeuge, dadurch Verhinderung von Einschnürung, Druckstellen, Hautreizungen, Hautverletzungen im Beugesehnenbereich und der vaskulären Strukturen
- Gewährleistung der Gelenkfunktionalität
- UV-Schutzfaktor<sup>2</sup>

## Waschanleitung


Pflegeleicht  für Waschmaschine und Trockner geeignet



## Umfang / Handteil (cm)

Größen	II	III	IV	V	VI	VII
cC1*	15–18	17–20	19–21,5	21–23,5	23–26	25,5–30
cC	13,5–15,5	15–18	17–20	19–21	20–23,5	22,5–27,5
cB	15,5–20	17,5–21	19,5–23	20,5–24	22,5–26	24,5–30
cA	15–19	17–20	19–22	20–23	22–25	24–29

## Handteil



## Lieferbare Varianten

AC1 Handteil ohne Finger, mit Daumenansatz | AC1 nahtloser Handschuh mit kompressiven Fingern



ohne Finger

CCL 1: Art.No.: 2Y90x02–7000

CCL 2: Art.No.: 2Y90x02–7000

mit Fingern


CCL 1: Art.No.: 2Z90x02–7000

CCL 2: Art.No.: 2Z91x02–7000

## Material-Zusammensetzung Handteil

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	18%	82%
CCL 2	22%	78%

## medi Tipp:



medi Butler erleichtern das Anziehen<sup>1</sup>

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung


Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 92

\* Maßpunkt cC1 befindet sich 5 cm oberhalb von cC

<sup>1</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

## Produkt-Vorteile



## Kompressionsklasse


**CCL 1, 2**

## Standardfarben

S = Standard



## Armstrumpf



Standard styles		
Farben	Sand, Caramel, Schwarz	
Seriengrößen	I – VII, Standard und Extraweit	
Maßanfertigung	nicht möglich	
Abschluss	Noppenhaftband schmal, 2,5 cm	
Handteil	ohne Finger, mit Daumenansatz	
Material-Zusammensetzung		
Armversorgung	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	34%	66%
CCL 2	43%	57%

Länge (cm)	
Standardlänge	41 – 47

Maßpunkte mediven harmony

### Varianten (alle Varianten erhältlich in den Ausführungen Standard und Extraweit)


#### AG kombinierter Armstrumpf



#### AG-Armstrumpf mit integriertem Handteil und Haftband-Abschluss



#### AG kombinierter Armstrumpf mit Schulterkappe



#### CG



#### CG-Armstrumpf mit Haftband-Abschluss



#### CG mit Schulterkappe



Armstrumpf	Größe I		Größe II		Größe III		Größe IV	
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit
cG	25,5 – 28	28,5 – 31	28 – 30,5	30,5 – 33,5	30 – 33	33 – 36	32 – 35	35 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28	25 – 27,5	27,5 – 30	27,5 – 30	30 – 33	29,5 – 32	32 – 35
cE	23 – 25	24 – 26	24,5 – 26,5	26,5 – 29	26 – 28,5	28,5 – 31	27,5 – 30	30 – 33
cD	22 – 24	24 – 26	23 – 25	25 – 27,5	24 – 26	26 – 28,5	25 – 27,5	28 – 30,5
cC1 = 100 %*	15 – 16,5		16,5 – 18		18 – 19,5		19,5 – 21	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16 – 17,5		17,5 – 19	
cA	15 – 18		16 – 19		17 – 20		19 – 22	
Armstrumpf	Größe V		Größe VI		Größe VII			
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit
cG	33,5 – 36,5	37 – 40,5	36 – 39,5	39,5 – 43	38 – 41,5	41,5 – 45,5		
cF	31 – 34	34 – 37	33 – 36	36 – 39,5	35 – 38,5	38,5 – 42		
cE	29 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39		
cD	27 – 29,5	29,5 – 32	28,5 – 31	31 – 34	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5		
cC1 = 100 %*	21 – 23		23 – 25		25 – 27,5			
cC	19 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5			
cA	20 – 23		22 – 25		24 – 27			

\* Maßpunkt cC1 befindet sich 5 cm oberhalb von cC.







## mediven sheer & soft®

Ein durchsichtiger Kompressionsstrumpf, schlicht und weich wie eine sanfte Brise.

mediven sheer & soft hebt Komfort auf eine ganz neue Ebene. Diese Kompressionsstrümpfe sind so transparent, dass nur Sie wissen werden, dass es sich um Kompressionsstrümpfe handelt.

mediven sheer & soft. Entdecken Sie den puren Komfort.





# mediven sheer & soft®

medi's transparentester  
Kompressionsstrumpf.

## Eigenschaften

- Extrem transparent, nicht von Modestrümpfen zu unterscheiden
- Weich und hautfreundlich
- Mit offener und geschlossener Fußspitze erhältlich

## Waschanleitung

Pflegeleicht    

für Waschmaschine und  
Trockner geeignet

\*Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patientin.



Attraktives Haftband



Kniestrumpf (AD)



Offene Fußspitze



## Produkt-Vorteile



Clima Comfort

Clima Fresh




## Kompressionsklasse

15 - 20 mmHg  
20 - 30 mmHg


## Standardfarben

S = Serie



## Lieferbare Varianten

AD      AD pte.      AG      AG pte.      AT      AT pte.



## Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz
Maßanfertigung	nicht möglich
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Schuhgröße 35 – 42

## Maßtabelle mediven sheer & soft

Größe	Umfang in cm						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG	42 – 57	45 – 61,5	49 – 66,5	52 – 73	56 – 79	60 – 84,5	64 – 87,5
cD	26 – 33,5	28 – 37	30 – 40	32 – 43	33,5 – 46,5	35,5 – 49,5	37,5 – 52,5
cC	28 – 35,5	30 – 39	32,5 – 42	35 – 45	37 – 48,5	39,5 – 51,5	41,5 – 54,5
cB	18 – 20	20,5 – 22,5	23 – 25	25,5 – 27,5	28 – 30	30,5 – 33	33,5 – 36

## Länge

Kniestrumpf / Länge kurz:	34 – 38 cm	Oberschenkelstrumpf / Länge kurz:	62 – 71 cm
Kniestrumpf / Länge normal:	39 – 44 cm	Oberschenkelstrumpf / Länge normal:	72 – 83 cm

## Material-Zusammensetzung

Elastan (EL)	Polyamid (PA)
44 %	56 %

## medi Tipp:



**medi Butler**  
erleichtern das Anziehen

**medi Haut- und Gestrickpflege**  
bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 86





## medi travel® Reisestrümpfe

Menschen mit gesundem Venensystem denken bei Urlaubs- oder Geschäftsreisen nicht sofort an Thromboseprophylaxe. Doch das ist bei langen Autofahrten oder im Flugzeug besonders wichtig. Reisestrümpfe gehören auf jede Reise-Checkliste. Sie können das Risiko einer Reisthrombose reduzieren<sup>1</sup>.

Integrieren Sie das Thema Thromboseprophylaxe auf Reisen in Ihre Kundengespräche und empfehlen Sie die medi travel Reisestrümpfe – als gesunden Urlaubsbegleiter für fitte Beine.

<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).



# medi travel<sup>®</sup> men

Der sportliche Reisestrumpf für IHN.

## Eigenschaften

- Blickdichter Kniestrumpf in attraktiver Rippenoptik
- Kontrollierter, nach oben abnehmender Druckverlauf
- Kann das Risiko einer Reisthrombose reduzieren<sup>1</sup>
- Besonders weiches Material mit verstärkter Sohle
- Angenehmer Bündchenabschluss
- Clima Comfort: für raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche und hohe Atmungsaktivität
- Für Menschen mit gesundem Venensystem
- Nicht verordnungsfähig


## Waschanleitung

Pflegeleicht für Waschmaschine und Trockner geeignet

Lieferbare Varianten		Größenermittlung													
<b>AD</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Umfang</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 20 cm</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>20 – 23 cm</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>23 – 26 cm</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>26 – 29 cm</td> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>29 – 32 cm</td> <td>XXL</td> </tr> </tbody> </table>	Umfang	Größe	18 – 20 cm	S	20 – 23 cm	M	23 – 26 cm	L	26 – 29 cm	XL	29 – 32 cm	XXL	
Umfang	Größe														
18 – 20 cm	S														
20 – 23 cm	M														
23 – 26 cm	L														
26 – 29 cm	XL														
29 – 32 cm	XXL														
Länge normal und kurz	Das Längenmaß wird von der Ferse bis unter das Knie gemessen.	Die richtige Größe des medi travel bestimmen Sie durch genaues Messen des Fesselumfanges.													
<b>Standard-Ausführungen</b>															
Fußteil	geschlossene Spitze, Schuhgröße 38 – 48														
Serie	Größe S – XXL, Länge normal (43 – 49 cm) und kurz (37 – 42 cm)														
<b>Material-Zusammensetzung</b>															
Elastan (EL)	Polyamid (PA)														
10 %	90 %														

<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).

## Produkt-Vorteile



**Hightech-Faden**  
Höchste Längs- und Quere-  
elastizität sorgt für optimalen  
Tragekomfort am Bein

Textiles Vertrauen nach  
Oeko-Tex Standard 100



**CE** medi travel entspricht allen anzuwendenden EU-Richtlinien. Alle vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren wurden durchgeführt.

## Farben

S = Serie



# medi travel<sup>®</sup> women

Der modische Reisestrumpf für SIE.

## Eigenschaften

- Kniestrumpf in semitransparenter Optik
- Kontrollierter, nach oben abnehmender Druckverlauf
- Kann das Risiko einer Reisthrombose reduzieren<sup>1</sup>
- Angenehmer Bündchenabschluss
- Clima Comfort: für raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche und hohe Atmungsaktivität
- Clima Fresh wirkt antibakteriell und hemmt somit geruchsbildende Bakterien
- Für Menschen mit gesundem Venensystem
- Nicht verordnungsfähig

## Waschanleitung

Pflegeleicht für Waschmaschine und Trockner geeignet

Lieferbare Varianten		Größenermittlung													
<b>AD</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Umfang</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 20 cm</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>20 – 23 cm</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>23 – 26 cm</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>26 – 29 cm</td> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>29 – 32 cm</td> <td>XXL</td> </tr> </tbody> </table>	Umfang	Größe	18 – 20 cm	S	20 – 23 cm	M	23 – 26 cm	L	26 – 29 cm	XL	29 – 32 cm	XXL	
Umfang	Größe														
18 – 20 cm	S														
20 – 23 cm	M														
23 – 26 cm	L														
26 – 29 cm	XL														
29 – 32 cm	XXL														
Länge normal und kurz	Das Längenmaß wird von der Ferse bis unter das Knie gemessen.	Die richtige Größe des medi travel bestimmen Sie durch genaues Messen des Fesselumfanges.													
<b>Standard-Ausführungen</b>															
Fußteil	geschlossene Spitze, Schuhgröße 36 – 43														
Serie	Größe S – XXL, Länge normal (39 – 44 cm) und kurz (34 – 38 cm)														
<b>Material-Zusammensetzung</b>															
Elastan (EL)	Polyamid (PA)														
25 %	75 %														

<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).



**Hightech-Faden**  
Höchste Längs- und Quere-  
elastizität sorgt für optimalen  
Tragekomfort am Bein

Textiles Vertrauen nach  
Oeko-Tex Standard 100



**CE** medi travel entspricht allen anzuwendenden EU-Richtlinien. Alle vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren wurden durchgeführt.

## Farben

S = Serie









## medi Zubehör

medi bietet neben medizinischen Kompressionsstrümpfen für den Rund- und Flachstrick-Bereich auch ergänzende Produkte. Gerade die Haut sehnt sich in der Kompressionstherapie nach besonderer Pflege. Ihre Kunden sprechen von juckender oder trockener Haut? Empfehlen Sie die Pflegeprodukte von medi. Sie sind speziell auf Venen- und Ödempatienten abgestimmt und verwöhnen die Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen.

Pflegeprodukte für Kompressionsstrümpfe schonen das Gestrick und gewährleisten eine lange Lebensdauer des Strumpfes.

Ihre Kunden benötigen Hilfe beim Anziehen ihrer medizinischen Kompressionsstrümpfe? Es gibt unterschiedliche An- und Ausziehhilfen, die den täglichen Umgang mit den medizinischen Kompressionsstrümpfen wesentlich vereinfachen.

# medi Hautpflege

**Bieten Sie Ihren Kunden mehr. Zum Beispiel streichelzarte Haut in der Kompressionstherapie.**

Die Hautpflege-Produkte von medi besitzen zahlreiche, wohltuende Inhaltsstoffe. Sie harmonieren perfekt mit der Venentherapie und sorgen für gepflegte und gesunde Haut.


## Hinweis

Der medizinische Kompressionsstrumpf steht im Mittelpunkt der Venentherapie. Die richtige Hautpflege stellt dabei einen wichtigen Bestandteil dar, schließlich wird der Strumpf in der Regel täglich getragen. Das kann die Haut beanspruchen. Die Hautpflege-Produkte von medi sind speziell auf die Kompressionstherapie abgestimmt und sorgen für eine Haut in Balance.

## Wichtiger Tipp für Allergiker

Alle Produkte werden höchsten Anforderungen gerecht und ohne Parabene (= Konservierungsstoffe) oder Wollwachs-Alkohole hergestellt.

Die Produkte der medi Pflege unterliegen keinem Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum. Sie sind mit einer „geöffneten Dose“ und einer Monatsangabe gekennzeichnet. Das bedeutet, sobald die Tube geöffnet wird und folglich der Inhalt Verwendung findet, sollte das Produkt innerhalb der nächsten sechs, neun oder zwölf Monate aufgebraucht werden. Dieses Zeichen wird beispielsweise auch bei Duschbädern eingesetzt.



**medi Pflegeprodukte sind Kosmetikprodukte und dürfen nur auf intakter Haut angewendet werden.**

## medi day® – kühlende Hautpflege mit Rosskastanie

- Erfrischende und kühlende Wirkung
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen

50 ml Tube / 150 ml Tube / 500 ml Spender

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi day, 50 ml Tube	6 Stück	P400025000
medi day, 150 ml Tube	6 Stück	P400026000
medi day, 500 ml Spender	1 Stück	P400027000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi day

## medi night – Hautpflege mit regenerierender Hamamelis

- Für wohltuende Erholung in der Nacht.
- Beruhigt die Haut und unterstützt zusätzlich die Regeneration

50 ml Tube / 150 ml Tube

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi night, 50 ml Tube	6 Stück	P500025000
medi night, 150 ml Tube	6 Stück	P500026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi night



### medi fresh – erfrischendes Spray mit Menthol

- Der Frische-Kick für zwischendurch
- Unmittelbar spürbare Erfrischung
- Mehrmals tägliches Anwenden möglich
- Schonend zum Strumpfgestrick
- Leichte Handhabung im Alltag

100 ml Flasche

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fresh, 100 ml Flasche	6 Stück	P900026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi fresh

### medi soft – Hautpflege mit Rosskastanie und feuchtigkeitsspendender Urea

- Sanfter Cremeschaum zur Hautpflege rund um die Uhr
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Gibt Gestrick und Haftbändern zusätzlichen Halt

125 ml Dose

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi soft, 125 ml Dose	6 Stück	P800026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi soft

# medi Gestrickpflege

Das spezielle Handwaschmittel von medi ist extra auf mediven Kompressionsstrümpfe abgestimmt. Es eignet sich für die tägliche Wäsche und reinigt das Gestrick schonend und effektiv.

Das medi Fleckenfluid entfernt Schuhabrieb an Ferse und Fußspitze. Es wird vor der Wäsche auf die entsprechenden Stellen aufgetragen (fünf Minuten einwirken lassen).

## Eigenschaften

- Schutz der Farbe
- Schonende Pflege
- Einfache Handhabung
- Geruchsneutral
- Dermatologisch verträglich



## medi clean – Handwaschmittel für medizinische Kompressionsstrümpfe

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi clean, 200 ml	6 Stück	P920026000



medi clean

## medi spot ex – Fleckenstift

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi spot ex, 15 ml	6 Stück	P930005000



medi spot ex

## medi Wäschenetz

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Wäschenetz	15 Stück	1020585000



medi Wäschenetz

# An- und Ausziehhilfen für Strümpfe und Socken

## medi 2in1

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
medi 2in1	für alle Strumpflängen geeignet	6900013000

- Mit der medi 2in1 gleitet der Kompressionsstrumpf mühelos über die Ferse
- Für alle Kompressionsstrumpflängen
- Für offene und geschlossene Zehen
- Strapazierfähig und reißfest
- Platzsparend zusammenzulegen und immer schnell zur Hand – zu Hause oder unterwegs



medi 2in1

## medi Butler Off

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Butler Off	1 Stück	6900362000

Schnelles und einfaches Ausziehen von Strümpfen, Socken und medizinischen Kompressionsstrümpfen, ohne Bücken.  
Nicht empfohlen für mediven forte.



Ausziehhilfe medi Butler Off

# medi Handschuhe

## medi Gummihandschuhe

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Naturkautschuk

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Gummihandschuh	<b>small</b>	1 Paar	6901022000
Gummihandschuh	<b>medium</b>	1 Paar	6901023000
Gummihandschuh	<b>large</b>	1 Paar	6901024000
Gummihandschuh	<b>small</b>	12 Paar / Karton	6901122000
Gummihandschuh	<b>medium</b>	12 Paar / Karton	6901123000
Gummihandschuh	<b>large</b>	12 Paar / Karton	6901124000



Gummihandschuhe

## medi Textilhandschuhe mit Latex

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Polyester und Latex

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Textilhandschuh	<b>small</b>	1 Paar	6903022000
Textilhandschuh	<b>medium</b>	1 Paar	6903023000
Textilhandschuh	<b>large</b>	1 Paar	6903024000
Textilhandschuh	<b>small</b>	12 Paar / Karton	6903122000
Textilhandschuh	<b>medium</b>	12 Paar / Karton	6903123000
Textilhandschuh	<b>large</b>	12 Paar / Karton	6903124000




Textilhandschuhe mit Latex



## Größenbestimmung für medi Gummi- und Textilhandschuhe

Bitte legen Sie Ihre rechte Hand an die eingezeichnete Linie für die innere Handkante und des Daumens. Strecken Sie die Finger dabei locker, ohne sie zu spreizen. An den eingezeichneten Markierungen können Sie die Handschuhgröße ablesen.



## Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

Artikel	VE	Art.-Nr.
Anziehhilfe	Einzelbezug 1 Stück	6900002000
Anziehhilfe	Verkaufskarton 40 Stück	6900022000



Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

# medi Butler

## Anziehhilfen für medizinische Kompressionsstrümpfe

### Indikationen<sup>1</sup>

- Lähmungen
- Altersbedingte Kraftminderungen
- Arthrose / Rheuma
- Adipositas per magna
- Weitgehende Wirbelsäulen- / Hüft- / Knieversteifungen
- Degenerative Erkrankungen der Hände / im Handbereich
- Folge von Verletzungen / Amputationen

### medi Tipp:

An- und Ausziehhilfen dienen dem Schutz und der Schonung des Strumpfmaterials und erleichtern das An- und Ausziehen von MKS. Sie ermöglichen insbesondere Patienten mit Bewegungseinschränkungen den Umgang mit den Materialien, da sie den Bewegungs- und Kraftaufwand minimieren.<sup>1</sup>

## medi Lang-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Lang-Griff Butler	6900052000

Für Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen




medi Lang-Griff Butler

<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). AWMF Online (AWMF-Registernummer: 037/005).

## medi Big Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Big Butler	6900102000

Für mehr Anziehkomfort bei großen Strumpfgrößen, empfohlen für die Größen V, VI, VII




medi Big Butler

## medi Vario-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Vario-Griff Butler	6900051000

Für Patienten mit Bewegungseinschränkung, Griffhöhe individuell einstellbar




medi Vario-Griff Butler

## medi Hosen Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Hosen Butler	6900055000

Für leichtes Anziehen von Kompressionsstrumpfhosen



medi Hosen Butler

## medi Arm Butler

Artikel	Schaftdurchmesser	Art.-Nr.
medi Arm Butler	11 cm	6900057000

Erleichtert das Anlegen von Armstrümpfen ohne die Mithilfe dritter Personen



medi Arm Butler

### medi Tipp:

Eine Studie<sup>1</sup> belegt, dass der Gebrauch einer An- und Ausziehhilfe das Anlegen der Kompressionsstrümpfe signifikant verbessert. Die Erfolgsquote stieg von 72 auf 93 Prozent. Die Probanden nahmen den Anziehvorgang leichter und angenehmer wahr. Unter den verwendeten Anziehhilfen erzielte der medi Butler mit 90 Prozent die beste Erfolgsquote beim Anlegen eines Strumpfes der Kompressionsklasse 3.

<sup>1</sup> Sippel K, Seifert B, Hafner J. Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;49(2):221–229.



# Therapiehilfen

## medi fix

---

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fix, 50 ml	6 Stück	1023025000

Klebe-Lotion für Kompressionsstrümpfe mit Trikotrand.



medi fix Soft-Roller

\* Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)









## Service

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle erforderlichen Informationen für Ihre Bestellungen. "medi. ich fühl mich besser". Dies spiegelt sich neben der hervorragenden Qualität unserer Produkte auch in unserem Service wider: 95 Prozent der Bestellungen werden innerhalb von drei Werktagen versandt.



# Ihr elektronischer Weg zu medi beginnt hier

## medi e-shop

Mit dem medi e-shop sind Sie überall flexibel, an Ihrem Arbeitsplatz oder unterwegs per Tablet. Rund um die Uhr. Einfach und unkompliziert.

### Wie gelange ich zum medi e-shop?

Rufen Sie einfach den Link zum medi e-shop auf:  
<https://eshop.medi.de>

### Details zur Nutzung des medi e-shops:

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice:  
[ortho.order@cosanum.ch](mailto:ortho.order@cosanum.ch)



## Einfach innovativ: Optimieren Sie jetzt Ihren Versorgungs- alltag mit medi vision

Gewinnen Sie wertvolle Zeit für die Beratung Ihrer Kunden: Der schnelle Prozess spart Zeit im Tagesgeschäft.

Dank der präzisen Maßdaten versorgen Sie Ihre Kunden individuell mit rund- und flachgestrickten Kompressionsstrümpfen.

medi vision ist flexibel und mobil im Einsatz – im medizinischen Fachhandel genauso wie bei Haus- und Klinikversorgungen.

Erleben Sie jetzt die smarte Zukunft des digitalen Maßnehmens.



# Zweckbestimmungen

## **Zweckbestimmung rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf:**

---

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

## **Zweckbestimmung medi Bein Butler:**

---

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen.

## **Zweckbestimmung medi Arm Butler:**

---

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsarmstrümpfe.

## **Zweckbestimmung medi 2in1:**

---

An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mit offener und auch geschlossener Spitze.

## **Zweckbestimmung mediven ulcer kit:**

---

Rundgestricktes Kompressionsstrumpfsystem zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

## **Zweckbestimmung medi travel:**

---

Rundgestrickter Kompressionsstrumpf der unteren Extremitäten zur physikalischen Thromboseprophylaxe für venengesunde Reisende.

## **mediven harmony Handschuh:**

---

Flachgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

## **mediven harmony:**

---

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.



## medi World of Compression

**Une marque forte. Une gamme de produits complète. Un concept holistique.**

---

medi World of Compression : 70 ans de compétence en matière de compression et toujours une mentalité de pionnier. Votre partenaire pour les exigences les plus strictes en termes de qualité, d'innovation et de design. Forçons ensemble le futur et une image de marque positive pour vous et vos clients.

## Des clients satisfaits et de nouveaux potentiels

**De nombreuses possibilités de combinaison pour accroître le succès du traitement.**

---

Les bas de compression mediven existent dans de nombreux coloris et modèles. medi propose ainsi les bas qui conviennent dans presque tous les cas. La gamme étendue de produits complémentaires contribue à ce que les clients aiment porter leurs bas. Avec medi, profitez de services utiles et d'attentions particulières dans le cadre de notre partenariat.



# medi World of Compression

medi convainc par un concept global en matière de compression. C'est pourquoi vous pouvez faire confiance aux produits medi. Ils sont adaptés aux besoins de vos clients jusque dans le moindre détail.

Apprenez à mieux connaître l'univers de la compression medi ! C'est pourquoi nous avons développé des catalogues articulés en domaines thématiques. Cela vous permet de trouver aisément et rapidement toutes les informations dont vous avez besoin.

Nos catalogues :



## **Phlébologie**

Les bas de compression mediven en tricot circulaire sont un élément important dans la thérapie des maladies veineuses.

**Réf. : 0098C43**



## **Lymphologie**

Les bas de compression tricotés à plat mediven sont utilisés en cas de lipœdèmes et de lymphœdèmes. medi propose différents produits mediven dont les caractéristiques peuvent être choisies en fonction des symptômes et des besoins des patients.

**Réf. : 0098C42**

6

**Soins personnalisés des patients**

14

**Récapitulatifs mediven®**

Classes de compression, longueur et fixation, tableaux des mesures, palette de coloris et propriétés des produits.



22

**mediven elegance®**

La beauté, ça se voit.



26

**mediven® for men**

Les bas de compression élégants pour le look business tendance.



30

**mediven comfort®**

La douceur, ça s'éprouve.



34

**mediven plus®**

La fiabilité, ça se vit.



38

**mediven active®**

Le bas de compression robuste pour les hommes actifs.



42

**mediven® forte**

La protection, ça se sent.



46

**mediven® angio**

La sécurité jusqu'à la pointe des pieds.



52

**Modèles spéciaux en tricot circulaire**

**Variantes de gousset**

Vue d'ensemble des compléments disponibles selon les modèles.



72

**mediven® ulcer kit**

Pour les soins en cas d'ulcère veineux de la jambe.

78

**Soins de base**

80 duomed® basic



84

**mediven harmony®**

Manchon en tricot circulaire en sept tailles standard.



86

**mediven sheer & soft**

medi's transparentester Kompressionsstrumpf.



90

**Bas de voyage medi travel®**

Bas de voyage en vente libre pour les personnes avec un bon système veineux.



94

**Accessoires medi**

106

**Services medi**

110

**Usage prévu**

# Soins personnalisés des patients avec mediven®

medi. je me sens mieux.

C'est avec cette ambition en tête que nous concevons des produits en fonction des indications. Des dispositifs ajustés jusque dans le moindre détail aux besoins variés et aux critères individuels des patients souffrant d'affections veineuses.









# L'étude d'observation mediven® atteste la très bonne acceptation et le confort élevé des BCM mediven®\*, 1, 2

## Faits, chiffres et données relatifs aux bas de compression<sup>1,2</sup> mediven®

### Très bonne acceptation

Jusqu'à **98 %**  
des patients

n'avaient pas de problèmes du fait du  
port du BCM\*

### Confort de port

Plus de **70 %**  
des patients

ont qualifié les BCM\* d'agréables

### Amélioration des symptômes

Jusqu'à **53,2 %**  
des patients

ont constaté une amélioration des  
symptômes subjectifs grâce au BCM\*

### Bonne coopération des patients

Jusqu'à **75,6 %**  
des patients

portaient le BCM\* pratiquement tous  
les jours\*\*\*

Chez **17,7 %**  
des patients

le résultat objectif de l'examen clinique selon  
la classification CEAP\*\* a été amélioré

Jusqu'à **68,4 %**  
des patients

portaient le BCM\* du matin au soir

\* BCM = bas de compression médical  
\*\* CEAP = classification du degré de sévérité des insuffisances veineuses chroniques  
\*\*\* Utilisateurs réguliers : quotidiennement ou tout au moins pendant 50 % des jours de la semaine

<sup>1</sup> Schwahn-Schreiber C et al. Observation à long terme du traitement ambulatoire des affections phlébologiques avec des bas de compression médicaux en Allemagne – l'étude d'observation mediven®. Phlebologie 2016;45:15-24.

<sup>2</sup> Schwahn-Schreiber C et al. Réalité des soins par bas de compression médicaux dans le domaine ambulatoire. Analyse consécutive à l'étude d'observation mediven®. Phlebologie 2016;45(4):207-214.


## L'étude fait apparaître un besoin d'optimisation des soins

### Réalité des soins



Env. **3/4**  
des patients  
portaient un BCM\* en  
matériau léger –  
indépendamment de la  
classe CEAP et de l'IMC

### Critère du poids du patient



Env. **2/3**  
des patients  
présentaient une  
obésité ou un  
surpoids

Le terme de « matériau » englobe les différentes caractéristiques textiles d'un BCM\* et est défini en fonction de la fermeté du tissu, de la rigidité et de l'élasticité.

L'étude d'observation medi a montré que les facteurs individuels des patients ne sont que rarement pris en compte dans la prescription de bas de compression médicaux. Bien qu'un tiers des patients présentait un surpoids ou une obésité, 73,8 % d'entre eux ne se sont vu prescrire uniquement des bas de compression en matériau léger.

**Pour cette raison, medi a élaboré une boussole de soin (voir page 12) pour vous aider à faire des choix simples et rapides pour le traitement à base de BCM\*. Quelques étapes seulement vous sont suffisantes pour sélectionner le bas de compression spécifique convenant à votre patient.**

### medi recommande par conséquent la démarche suivante :

**Étape 1 :** tenir compte de l'indication (tableau des indications)

**Étape 2 :** tenir compte des critères individuels du patient (boussole de soin)








\*BCM = bas de compression médical

# Étape 1 : tableau des indications phlébologiques

Les soins compressifs medi améliorent ...

- les symptômes veineux, avec réduction des douleurs
- la qualité de vie en cas d'affections veineuses chroniques.

Les indications suivantes doivent être prises en compte (grade maximal de recommandation) <sup>1</sup>

Indication		Produit (CCL)	mediven elegance (1, 2)
<b>Maladies veineuses chroniques selon la CEAP</b>			
C0s	 Pas de signe visible d'une insuffisance veineuse		●
C1	 Varicosités, télangiectasies, veines réticulaires		●
C2	 Varices sans symptôme d'IVC		●
C3	 Prévention et traitement des œdèmes veineux		
C4	 Prévention et traitement des altérations cutanées C4a Pigmentation, eczéma C4b Lipodermatosclérose, atrophie blanche C4c Corona phlebectatica		
C5	 Ulcère veineux de la jambe (UVJ) cicatrisé Prévention de la récurrence de l'UVJ		
C6	 UVJ non cicatrisé		
<b>Autres</b>			
	Thérapie de l'ulcère mixte de la jambe		
<b>Autres maladies veineuses chroniques</b>			
	Phase initiale après traitement de varices		●
	Insuffisance veineuse fonctionnelle due à l'obésité		
<b>Autres œdèmes</b>			
	Problèmes de congestion et d'œdèmes pendant la grossesse, œdèmes de reperfusion post-opératoires, œdèmes post-traumatiques, post-opératoires, professionnels, médicamenteux, dus à l'immobilité		
<b>Thrombo-embolie</b>			
	• Thrombose veineuse superficielle		●
	• Thrombose veineuse profonde des jambes		
	• État après une thrombose, syndrome post-thrombotique		
	Prévention de la thrombose chez les patients mobiles		●
	• Thrombose veineuse du bras		
<b>Autres indications</b>			
	• Dermatoses inflammatoires des jambes		●
	• Nausées, vertiges pendant la grossesse		●

**Conseil medi :** Pour les indications, nous nous référons à l'actuelle directive S2k Thérapie de compression médicale de la Société allemande de phlébologie.<sup>1</sup> Pour le traitement avec des dispositifs de thérapie par compression, les directives applicables en vigueur doivent être prises en compte.

<sup>1</sup> Rabe E et al. Directive S2k : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). Publication en ligne sur : <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (dernière consultation le 09/04/2020)

	mediven for men (1, 2)	mediven comfort (1, 2)	mediven plus (1, 2, 3)	mediven active (1, 2)	mediven forte (2, 3)	mediven harmony (1, 2)	mediven ulcer kit (2 x 20 mmHg)	circaid juxtacures (20 – 30 / 30 – 40 / 40 – 50 mmHg)
	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
		•	•	•	•			
			•		•		•	
							•	•
							•	•
		•	•		•			
					•			
	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
			•		•			
		•	•	•	•			
	•	•	•	•	•			
						•		
	•	•	•	•	•			
		•	•		•			

Potentiel de décongestionnement



## Étape 2 : la boussole mediven®

### Proposer tout simplement aux patients des soins personnalisés avec mediven®

#### Recommandation :

- Plus le poids est **élevé**,
  - Plus la tendance au phlébœdème est **prononcée**,
  - Plus la maladie veineuse est **sévère**,
  - Plus le tissu conjonctif est **mou**,
- **plus** robuste doit être le matériau du bas.
- Pour le choix du matériau, le critère le plus marqué est déterminant.

#### Conseil médi






##### Sécurité du traitement en cas de comorbidités.

Les personnes atteintes d'une maladie veineuse chronique et simultanément


→ d'une artériopathie oblitérante périphérique (AOMI) légère à moyenne et / ou

→ de diabète sucré / de polyneuropathie diabétique (PNP) posent des exigences spécifiques à un bas de compression médical.

mediven angio a été développé spécialement à cet effet – et sa sécurité confirmée dans le cas d'une étude clinique. Interrogez toujours vos clients sur ces comorbidités.

Matériau	Léger (p. ex. mediven elegance)
1. Poids	
2. Tendance au phlébœdème	—
3. Degré de sévérité de la maladie	
Bas de compression mediven recommandé	mediven elegance
	mediven for men
	
	
	

**Conseil medi :**



Matériau*	Léger p. ex. mediven mondi®	Moyen p. ex. mediven® cosy	Épais p. ex. mediven® 550 jambe
Critères			
Tissu conjonctif	normal à ferme	mou à ferme	très mou à durci
Poids			
Plis de peau profonds / réductions de calibre	néant	faibles	accentués
Degré de sévérité de la maladie			
Bas de compression mediven recommandé	mediven mondi®	mediven® cosy	mediven® 550 jambe

\* Rigidité

Veuillez également tenir compte pour C5 et C6 du concept thérapeutique pour l'ulcère de la jambe. Réf. : 0050515  
medi.biz/wunde

Traitez les lymphœdèmes et les lipœdèmes avec les produits mediven tricotés à plat – voir le Principe de soin Tricot plat. Réf. : 0020966  
medi.biz/fs-versorgungslogik

**Moyen**  
(p. ex. mediven plus)

**Robuste**  
(p. ex. mediven forte)



+

++

mediven comfort

mediven plus

mediven active

mediven forte





## La compression bien-être par mediven®

Dans la thérapie veineuse moderne, mediven incarne des bas de compression qui conviennent à presque toutes les indications. Ces bas sont adaptés aux besoins des patients jusque dans le moindre détail.

medi va plus loin en matière de thérapie veineuse. C'est pourquoi vos clients peuvent se fier aux produits mediven.

Les bas mediven sont produits à l'aide de technologies de pointe, ils offrent un grand bien-être et un excellent confort de port.





# Caractéristiques des produits mediven®



## Clima Comfort\* pour

- Évacuation rapide de l'humidité depuis la surface de la peau
- Bonne micro-respiration



## Fonction Clima-Fresh intégrée

- Effet antibactérien
- Pas de prolifération des bactéries à l'origine de mauvaises odeurs



## Perfect Fit

- Excellent ajustement
- Efficacité médicale du dosage de la pression
- Conditions de soins optimales en série ou sur mesure



## Grand choix de variantes et d'exécutions spéciales

## De la couleur pour une meilleure qualité de vie

- Grand choix de coloris standard et de coloris tendance dernier cri.

## Des fils high-tech pour une élasticité naturelle

- Haute élasticité par extension longitudinale et transversale
- Très agréables à porter
- Enfilage et retrait facile
- Tenue parfaite, sans plis
- Finesse et transparence pour un très bel aspect



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan): Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinprodukts – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



Les bas de compression mediven ne contiennent pas de latex.

# mediven® ulcer kit Caractéristiques du produit



## Doux\*\*

- Matière douce pour un agréable confort de port
- Glisse en douceur sur la peau et la ménage



## Antibactérien\*\*

- Tricot avec effet antibactérien
- Empêche la prolifération et l'installation de bactéries responsables de mauvaises odeurs



## Enfilage et retrait simples\*\*\*

- Sous-bas et bas resp. à 20 mmHg pour un enfilage et un retrait simples
- Le sous-bas est doux et facilite l'enfilage du bas



## \* Clima Comfort

Testé scientifiquement par l'institut français IFTH. Les résultats du test montrent que la technologie Clima Comfort de medi permet d'équilibrer le climat entre la peau et le bas. medi obtient l'excellente note globale de 11 sur 12.

\*\* Ces caractéristiques valent uniquement pour le sous-bas mediven ulcer

\*\*\* Cette caractéristique vaut uniquement pour le mediven ulcer kit

Tableaux des mesures  
mediven®

Tableau des mesures

mediven elegance®



Taille de série sans couture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG avec bande anti-glisse normale	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG avec bande anti-glisse large	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
ℓ=longueur c=circonférence 	Circonférence en cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Longueur	ℓG normale	72-83 cm					
ℓG courte	62-71 cm								
ℓD normale	39-44 cm								
ℓD courte	34-38 cm								
Partie pied	Taille de pied unique ultra-élastique, pointure 36-43								

Tableau des mesures


mediven plus® • mediven comfort®

Taille de série sans couture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG avec bande anti-glisse normale	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG avec bande anti-glisse large	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
ℓ=longueur c=circonférence 	Circonférence en cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Longueur	ℓG normale	72-83 cm					
ℓG courte	62-71 cm								
ℓD normale	39-44 cm								
ℓD courte	34-38 cm								
Partie ventrale maxi	<b>Uniquement pour mediven plus AT</b>								
	Nous conseillons une partie ventrale maxi à partir d'un tour de ventre de :								
	Taille I-III	T = à partir de 95 cm		H = à partir de 110 cm					
Taille IV-V	T = à partir de 120 cm		H = à partir de 135 cm						
Taille VI-VII	T = à partir de 140 cm		H = à partir de 145 cm						
Partie pied	Taille de pied unique ultra-élastique, pointure 36-43								

# Tableaux des mesures mediven®


## Tableau des mesures

## mediven® forte

Taille de série sans couture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG avec bande anti-glisse normale	cG	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70	
AG avec bande anti-glisse large	cG	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80	
	Circonférence en cm	cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
		cF	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
		cE	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
		cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
		cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
		cB1	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
		cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33
		Longueur	lG normale	72-83 cm		Partie pied			
lG courte	62-71 cm		2 longueurs de pied en série pour les bas à pointes fermées :						
lD normale	38-43 cm		petit pied jusqu'à 23 cm ≙ pointure 36-38						
lD courte	33-37 cm		grand pied à partir de 23 cm ≙ pointure 38-43						

## Tableau des mesures

## mediven active® • mediven® for men mediven® angio

Taille de série sans couture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
	Circonférence en cm	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
Longueur	mediven active		Partie pied						
	lD normale	43-49 cm	mediven active		Pointe de pied fermée, pointure 38-48				
	lD courte	37-42 cm	mediven for men		Pointe de pied fermée, pointure 39-46				
	mediven for men mediven angio		2 longueurs de pied en série pour les bas à pointes fermées :						
lD normale	39-44 cm	mediven angio		petit pied jusqu'à 25 cm ≙ pointure 36-40					
lD courte	34-38 cm	mediven angio		grand pied à partir de 25 cm ≙ pointure 40-46					





# Palette de coloris mediven®

Vous trouverez tous les coloris tendance pour nos modèles en tricot circulaire sur le [medi e-shop](#).

Coloris	mediven elegance	mediven for men	mediven confort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
Noir	●	●	●	●	●	●	●
Anthracite	●	●	●	●	●	●	
Bleu marine	●	●	●	●	●	●	
Cachemire	●		●	●		●	
Caramel	●		●	●		●	●
Rose	●		○	●		○	
Bronze	●		○	●		○	
Beige	●		○	●		○	
medi Magenta	○			○			
Blanc	○			○	●		
Marron		●			●		

○ Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés.

## Tableau des gammes mediven® Longueur et fixation

Longueur	Fixation	mediven elegance	mediven for men	mediven confort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
AD	Bordure en maille	●	●	●	●	●	●	●
	Bande anti-glisse à picots (NoB)	●		●	●		●	
	Bande anti-glisse à picots, mince, (sNoB)	●		●	●		●	
AF	Bordure en maille	●			●		●	
	Bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles (MBs)	●		●	●		●	
	Bande anti-glisse large avec motif de rose (FBR)	●		●	●		●	
	Bande anti-glisse à picots (NoB)	●		●	●		●	
	Bande anti-glisse à picots avec motif (NoM)	●		●	●		●	
AG	Bordure en maille	●			●		●	
	Fixations hanches				●		●	
	Bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles (MBs)	●		●	●		●	
	Bande anti-glisse large avec motif de rose (FBR)	●		●	●		●	
	Bande anti-glisse à picots (NoB)	●		●	●		●	
	Bande anti-glisse à picots avec motif (NoM)	●		●	●		●	

Longueur	Fixation	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio	
AT	Partie ventrale standard	•			•		•		
	Partie ventrale confort			•					
	Partie ventrale maxi				•				
	PV légèrement compr.	•			•		•		
	PV moyennement compr.				•		•		
	PV hautement compr.				•		•		
	Choix d'entrejambe pages 59 – 68	•		•	•		•		
	AT/U	PV fermée	•			•		•	
		PV ouverte	•			•		•	
PV légèrement compr.		•			•		•		
Choix d'entrejambe pages 59 – 68		•			•		•		
AT/H	Fente en travers				•		•		
	PV légèrement compr.				•		•		
	PV moyennement compr.				•		•		
	PV hautement compr.				•		•		
	Choix d'entrejambe pages 59 – 68				•		•		
AT/E	à droite				•		•		
	à gauche				•		•		
	PV légèrement compr.				•		•		
	PV moyennement compr.				•		•		
	PV hautement compr.				•		•		
	Entrejambe homme				•		•		
	Entrejambe en U				•		•		
	Choix d'entrejambe pages 59 – 68				•		•		



## mediven elegance<sup>®</sup>

Vraiment, s'agit-t'il de bas de compression médicale ? Mais oui ! Et qui plus est un modèle qui souligne la beauté de la femme. mediven elegance dorlote les jambes grâce à son effet compressif. Il enveloppe la jambe comme une seconde peau. Il peut être combiné avec n'importe quel vêtement et met parfaitement en valeur la silhouette féminine. La philosophie est simple : la beauté, ça se voit.

mediven elegance. La compression peut être si belle.



# mediven elegance®

La beauté, ça se voit.

La compression peut être si belle.

## Conseil médi<sup>1</sup> :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven elegance dans les cas suivants :

- Pour les femmes
- Poids normal
- Pas de tendance au phlébœdème
- Tissu conjonctif ferme

## Indications<sup>2</sup>

- Maladies veineuses chroniques de stade I selon Widmer ou de classe C0s – C2 selon la CEAP
- Phase initiale après le traitement des varices
- Thrombose veineuse superficielle
- Prévention de la thrombose chez les patients mobiles
- Dermatoses inflammatoires des jambes
- Nausées, vertiges pendant la grossesse

## Propriétés

- Aspect transparent de bas fin
- Plus de liberté de mouvement pour les orteils grâce à la pointe de pied Soft Elastic
- Bordure large et souple au niveau du genou
- Talon réduit pour une absence de plis
- Bandes anti-glisse avec motifs ornementaux pour bas de cuisse



## Consignes de lavage

Facile à entretenir    

Passe au lave-linge  
et au sèche-linge

<sup>1</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

<sup>2</sup> Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.



Bande anti-glisse large avec motif de rose



Pointe de pied Soft Elastic



Bordure large au niveau du genou

## Avantages du produit



Clima Comfort



Clima Fresh



Diversité



Perfect Fit




Soft Elastic



Vgl Ben Ammar, F. (DermScan):  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Modèles livrables



## Modèles standard

Série	Taille I – VII, longueur normale et courte, bande anti-glisse normale et large	
Fabrication sur mesure	possible	
Modèles spéciaux	possibles, voir pages 49 – 58	
Extrémité supérieure	AD	Bordure en maille, bande anti-glisse à picots, mince, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles
	AF et AG	Bordure en maille, bande anti-glisse à picots, bande anti-glisse à picots avec motif, bande anti-glisse large avec motif de rose, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles Toutes les bandes anti-glisses sont des versions standard.
Entrejambe / partie ventrale	AT	Gousset confort
	AT/U	Partie ventrale fermée
Pied	Pointe de pied ouverte, pointe de pied fermée Pointure 36 – 43	

## Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	34 %	66 %
CCL 2	39 %	61 %

## Conseil medi :



Les butlers medi  
facilitent l'enfilage<sup>1</sup>

Bien-être supplémentaire avec les  
soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 92 et suivantes

## Matériau

Léger

## Classe de compression

CCL 1, 2

## Coloris standard

S = série

M = sur mesure



Disponible avec cristaux  
scintillants.

\* Délai de livraison jusqu'à 10 jours  
ouvrés.

<sup>1</sup> De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).



## mediven<sup>®</sup> for men

**Il est plus difficile de convaincre un homme qu'une femme de porter des bas de compression.**

**Cependant, les arguments de mediven for men parlent d'eux-mêmes et vous aident à le faire.**

Ces bas de compression ressemblent à des chaussettes à la mode et sont donc l'accessoire parfait pour les hommes. Ces bas élégants au look côtélé tendance sont comme une seconde peau.

mediven for men. Pour un look business tendance.



# mediven<sup>®</sup> for men

**Les bas élégants.  
Pour un look business tendance.**

## Conseil medi<sup>1</sup> :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven for men dans les cas suivants :

- Pour les hommes
- Poids normal
- Pas de tendance ou tendance légère au phlébœdème
- Convient aussi aux tissus conjonctifs mous

## Indications<sup>2</sup>

- Maladies veineuses chroniques de stade I et II selon Widmer ou de classe C0s – C3 selon la CEAP
- Œdèmes de reperfusion post-opératoires
- Œdèmes post-traumatiques, post-opératoires, professionnels, médicamenteux
- Œdèmes dus à l'immobilité
- Thrombose veineuse superficielle
- Prévention de la thrombose chez les patients mobiles
- Dermatoses inflammatoires des jambes

## Propriétés

- Pointe de pied anatomique avec repère pratique de la gauche et de la droite pour un grand confort et une tenue parfaite
- Look business côtelé tendance
- Lanoline<sup>3</sup>
- Bordure extra large particulièrement douce et confortable
- Pour les pointures 39 – 46

## Consignes de lavage

Facile à entretenir 

Passe au lave-linge et au sèche-linge.



**Mi-bas au look business côtelé  
tendance avec bordure confortable**



**Pointe de pied anatomique  
avec repère pratique  
de la gauche et de la droite**

<sup>1</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

<sup>2</sup> Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.

<sup>3</sup> Substance naturelle pour le soin de la peau sèche et rugueuse, utilisée dans de nombreux domaines, notamment pour le soin des enfants et des nourrissons.

## Avantages du produit



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Modèles livrables

AD



## Modèles standard

Série	Taille I–VII, Longueur normale et courte
Modèles spéciaux	ne sont pas possibles
Extrémité supérieure	Bordure en maille AD
Pied	Pointe de pied fermée, pointure 39 – 46

## Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	23 %	77 %
CCL 2	29 %	71 %

## Matériau

Léger

## Classe de compression

CCL 1, 2

## Coloris standard

S = série

Noir  
S

Anthracite  
S

Bleu marine  
S

Marron  
S



## Conseil medi :



Les butlers medi  
facilitent l'enfilage<sup>1</sup>

Bien-être supplémentaire avec les  
soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 92 et suivantes

<sup>1</sup> De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait: Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).







## mediven comfort®

mediven comfort est fabriqué dans une matière merveilleusement douce. Les bas des classes de compression 1 et 2 rendent la thérapie des troubles veineux la plus agréable possible. Grâce à la lanoline, ils prennent soin de la peau et sont particulièrement doux. Comment convaincre vos clients d'utiliser mediven comfort ? Faites-la leur ressentir par eux-même !

mediven comfort. La compression peut être si douce.



# mediven comfort®

La douceur, ça s'éprouve.

La compression peut être si douce.

## Conseil médi<sup>1</sup> :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven comfort dans les cas suivants :

- Pour les femmes
- Poids normal / surpoids<sup>2</sup>
- Tendance au phlébœdème légère à moyenne<sup>2</sup>
- Tissu conjonctif ferme

## Indications<sup>3</sup>

- Maladies veineuses chroniques de stade I à II selon Widmer ou de classe C0s – C4 selon la CEAP
- Phase initiale après le traitement des varices
- Problèmes de congestion et œdèmes pendant la grossesse
- Œdèmes de reperfusion post-opératoires
- Œdèmes post-traumatiques, post-opératoires, professionnels, médicamenteux
- Œdèmes dus à l'immobilité
- Thrombose veineuse superficielle
- État après une thrombose, syndrome post-thrombotique
- Prévention de la thrombose chez les patients mobiles
- Dermatoses inflammatoires des jambes
- Nausées, vertiges pendant la grossesse

## Propriétés

- Matière très douce pour un enfilage et un retrait faciles
- Lanoline<sup>4</sup>



- Semelle confortable à maille double pour une sensation encore plus agréable lors de la marche
- Partie ventrale confortable et sculptante
- Gousset confort élastique et résistant

<sup>1</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

<sup>2</sup> En cas d'œdème sévère, n'utilisez mediven comfort que chez les patients de poids normal. En cas de surpoids et d'œdème prononcé, medi conseille une matière plus solide pour éviter l'effet de garrot.

<sup>3</sup> Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.

<sup>4</sup> Substance naturelle pour le soin de la peau sèche et rugueuse, utilisée dans de nombreux domaines, notamment pour le soin des enfants et des nourrissons.

## Consignes de lavage

Facile à entretenir ☑ ☒ ☓ ☔ ☕

Passer au lave-linge et au sèche-linge



Partie ventrale confort



Semelle confortable



Bande anti-glisse à picots

## Avantages du produit



Clima Comfort



Clima Fresh



Diversité




Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Modèles livrables



## Modèles standard

Série	Taille I – VII, longueur normale et courte, bande anti-glisse normale et large
Fabrication sur mesure	possible
Modèles spéciaux	possibles, voir pages 49 – 58
Extrémité supérieure	AD Bordure en maille, bande anti-glisse à picots, mince, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles
	AG Bande anti-glisse à picots, bande anti-glisse à picots avec motif, bande anti-glisse large avec motif de rose, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles Toutes les bandes anti-glisses sont des versions standard.
Gousset	AT Gousset confort
Pied	Pointe de pied ouverte, pointe de pied fermée Pointure 36 – 43

## Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	32 %	68 %
CCL 2	35 %	65 %

## Matériau

## Moyen




## Classe de compression

## CCL 1, 2

## Coloris standard

S = série

M = sur mesure



\* Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés.



Disponible avec cristaux scintillants.

## Conseil medi :



Les butlers medi facilitent l'enflage<sup>1</sup>

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 92 et suivantes

<sup>1</sup> De manière générale s'applique pour les aides à l'enflage et au retrait : Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).







## mediven plus®

mediven plus est un choix fiable depuis plus de 40 ans pour une multitude d'indications pour FEMME et HOMME.

Les bas de compression éprouvés dans les classes de compression 1, 2 et 3 avec des plus évidents accompagnent avec fiabilité toutes les activités. La philosophie est simple : la fiabilité, ça se vit.

mediven plus. La compression éprouvée peut être si variée.



# mediven plus®

La fiabilité, ça se vit.

La compression éprouvée peut être si variée.

## Conseil médi<sup>1</sup> :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven plus dans les cas suivants :

- Pour femmes / hommes
- Poids normal / surpoids
- Tendance au phlébœdème légère à sévère
- Convient aussi aux tissus conjonctifs mous

## Indications<sup>2</sup>






- Maladies veineuses chroniques de stade I à III selon Widmer ou de classe C0s – C5 selon la CEAP
- Phase initiale après le traitement des varices
- Problèmes de congestion et œdèmes pendant la grossesse
- Œdèmes de reperfusion post-opératoires
- Œdèmes post-traumatiques, post-opératoires, professionnels, médicamenteux
- Œdèmes dus à l'immobilité
- Thrombose veineuse superficielle
- Thrombose veineuse profonde des jambes
- État après une thrombose, syndrome post-thrombotique
- Prévention de la thrombose chez les patients mobiles
- Dermatoses inflammatoires des jambes
- Nausées, vertiges pendant la grossesse



## Propriétés

- Résistance élevée et aspect opaque
- Tenue optimale avec talon Plus, pointe de pied optimisée, semelle nervurée et bordure de 5 cm de large
- Particulièrement conseillés pour les cuisses fortes
- Partie ventrale maxi comme variante standard

## Consignes de lavage


Facile à entretenir       
Passe au lave-linge et au sèche-linge

<sup>1</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

<sup>2</sup> Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.



Partie ventrale maxi comme variante standard



Talon Plus confortable et semelle renforcée



Bordure de 5 cm de large

## Avantages du produit



Clima Comfort



Clima Fresh



Diversité




Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan).  
Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinprodukts – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Modèles livrables




## Modèles standard

Série	Taille I – VII, longueur normale et courte, bande anti-glisse normale et large	
Fabrication sur mesure	possible	
Modèles spéciaux	possibles, voir pages 49 – 58	
Extrémité supérieure	AD	Bordure en maille, bande anti-glisse à picots, mince, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles
	AF et AG	Bande anti-glisse à picots, bande anti-glisse à picots avec motif, bande anti-glisse large avec motif de rose, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles Toutes les bandes anti-glisses sont des versions standard.
Entrejambe / partie ventrale	AT	Taille I – III : gousset à l'entrejambe Taille IV – VII : gousset fin dans le dos jusqu'à la taille
	Partie ventrale	Taille I – III : gousset fin dans le dos jusqu'à la taille Taille IV – V : gousset large dans le dos jusqu'à la taille Taille VI – VII : gousset extra-large dans le dos jusqu'à la taille
	AT / U	Partie ventrale fermée
	AT / H	Fente en travers
Pied	Pointe de pied ouverte, pointe de pied fermée, pointure 36 – 43	

## Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	25 %	75 %
CCL 2	31 %	69 %
CCL 3	37 %	63 %

## Conseil medi :



Les butlers medi facilitent l'enfilage<sup>1</sup> Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 92 et suivantes

## Matériau

## Moyen


## Classe de compression

## CCL 1, 2, 3

## Coloris standard

S = série

M = sur mesure



Disponible avec cristaux scintillants.

\* Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés.

\*\* Uniquement sur mesure


<sup>1</sup> De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).



## mediven active<sup>®</sup>

Les hommes qui, par exemple pour des raisons professionnelles, sont sans cesse en mouvement, ont besoin de bas de compression médicaux solides. Ces bas doivent résister à une utilisation intensive et tenir parfaitement dans les chaussures. Les bas pour homme au look sportif côtelé sont très doux, et dans aucune situation ils ne trahissent leur nature de bas de compression. Montrez à vos clients masculins qu'il existe aussi des bas de compression qui ont un aspect viril.

mediven active. Pour les hommes actifs.





# mediven active®

**Solide**

**Pour les hommes actifs.**

## Conseil médi<sup>1</sup> :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven active dans les cas suivants :

- Pour les hommes
- Poids normal / surpoids
- Tendance au phlébœdème légère à sévère
- Convient aussi aux tissus conjonctifs mous

## Indications<sup>2</sup>

- Maladies veineuses chroniques de stade I et II selon Widmer ou de classe COs – C4 selon la CEAP
- Œdèmes de reperfusion post-opératoires
- Œdèmes post-traumatiques, post-opératoires, professionnels, médicamenteux
- Œdèmes dus à l'immobilité
- Thrombose veineuse superficielle
- État après une thrombose, syndrome post-thrombotique
- Prévention de la thrombose chez les patients mobiles
- Dermatoses inflammatoires des jambes

## Propriétés

- Couture imperceptible et presque invisible
- Aspect finement côtelé qui ne se distingue pas d'une chaussette pour homme classique
- Semelle confortable avec talon renforcé qui résiste aux utilisations intensives
- Bordure douce et large pour un grand confort
- Maille très solide
- Pour les pointures 38 – 48

## Consignes de lavage

Facile à entretenir     

Passe au lave-linge et au sèche-linge

<sup>1</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

<sup>2</sup> Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.



Pointe de pied sans couture



Semelle confortable

## Avantages du produit



Clima Comfort



Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan): Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinprodukts – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Modèles livrables

AD



## Modèles standard

Série	Taille I–VII, longueur normale et courte
Modèles spéciaux	ne sont pas possibles
Extrémité supérieure	Bordure en maille AD
Pied	Pointe de pied fermée, pointure 38 – 48

## Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	10 %	90 %
CCL 2	11 %	89 %

## Matériau


Robuste

## Classe de compression

CCL 1, 2

## Coloris standard

S = série



## Conseil medi :



Les butlers medi facilitent l'enflage<sup>1</sup>

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 92 et suivantes

<sup>1</sup> De manière générale s'applique pour les aides à l'enflage et au retrait : Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).



## mediven<sup>®</sup> forte

Ce bas tient en respect les indications sévères. Car l'idée de base est que les clients atteints de troubles veineux sévères puissent aussi participer activement à la vie en faisant le moins de compromis possibles.

mediven forte a une très haute stabilité de pression pendant toute la journée. Sa matière résistante permet d'obtenir l'effet en profondeur nécessaire. Le bas est également très résistant et durable.

mediven forte. Les bienfaits de la compression peuvent être si forts.







# mediven® forte

La protection, ça se sent. Les bienfaits de la compression peuvent être si forts.

## Conseil médi<sup>1</sup> :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons mediven forte dans les cas suivants :

- Pour femmes / hommes
- Surpoids / obésité
- Tendance au phlébœdème légère à sévère
- Convient aussi aux tissus conjonctifs mous

## Indications<sup>2</sup>






- Maladies veineuses chroniques de stade I à III selon Widmer ou de classe C0s – C5 selon la CEAP
- Phase initiale après le traitement des varices
- Insuffisance veineuse fonctionnelle due à l'obésité
- Problèmes de congestion et œdèmes pendant la grossesse
- Œdèmes de reperfusion post-opératoires
- Œdèmes post-traumatiques, post-opératoires, professionnels, médicamenteux
- Œdèmes dus à l'immobilité
- Thrombose veineuse superficielle
- Thrombose veineuse profonde des jambes
- État après une thrombose, syndrome post-thrombotique
- Prévention de la thrombose chez les patients mobiles
- Dermatoses inflammatoires des jambes
- Nausées, vertiges pendant la grossesse



## Propriétés

- Matière solide et résistante pour encore plus d'effet en profondeur
- Très haute stabilité de pression pendant toute la journée
- Bordure douce qui ne se déforme pas au niveau de l'extrémité supérieure (AD)
- Aspect opaque
- Fraîcheur sensible grâce à l'effet anti-odeur
- 2 longueurs de pied en série pour les bas avec bout de pied :
  - petit pied jusqu'à 23 cm
  - grand pied à partir de 23 cm

## Consignes de lavage

Facile à entretenir       
Passe au lave-linge et au sèche-linge

<sup>1</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

<sup>2</sup> Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.



Bas AD avec pointe de pied ouverte



Maille résistante



Bordure douce qui ne se déforme pas au niveau de l'extrémité supérieure (AD)

## Avantages du produit



Clima Fresh



Diversité




Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):  
Klinische Untersuchung der Haut-  
verträglichkeit eines Medizinprodukts –  
Anwendungstest unter dermatolo-  
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

## Modèles livrables



## Modèles standard

Série	Taille I – VII, longueur normale et courte, bande anti-glisse normale et large
Fabrication sur mesure	possible
Modèle spécial	possibles, voir pages 49 – 58
Extrémité supérieure	AD Bordure en maille, bande anti-glisse à picots, mince, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles AF et AG Bordure en maille, bande anti-glisse à picots, bande anti-glisse à picots avec motif, bande anti-glisse large avec motif de rose, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles, fixation hanches Toutes les bandes anti-glisses sont des versions standard.
Gousset	AT Taille I – III : gousset à l'entrejambe Taille IV – VII : gousset fin dans le dos jusqu'à la taille
Pied	Pointe de pied ouverte, pointe de pied fermée

## Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 2	21 %	79 %
CCL 3	26 %	74 %

## Conseil medi :



Les butlers medi facilitent l'enfilage<sup>1</sup>

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 92 et suivantes

## Matériau

## Robuste

## Classe de compression

## CCL 2, 3

## Coloris standard

S = série

M = sur mesure



Disponible avec cristaux scintillants.

\* Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés.

\*\* Uniquement sur mesure

<sup>1</sup> De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E. et al. (2018), Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médicale adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).

# COMPRESSION

en cas d'insuffisance  
veineuse chronique  
et d'AOMI /  
diabète ?

Peluche de mérinos dans toute la zone du pied

Structure côtelée ferme

Rembourrage exceptionnel – du bout des orteils jusqu'au-dessus de la cheville

# Oui, mais sans risque !\*

mediven® angio – Sécurité jusqu'à la pointe des pieds



Couture plate extra-longue

## mediven<sup>®</sup> angio

**La thérapie de compression chez les patients atteints de comorbidités en demande beaucoup à un bas de compression. mediven angio a été spécialement développé à cet effet et constitue la solution optimale pour les patients souffrant de troubles veineux avec AOMI et/ ou diabète sucré.**

Il est le premier et le seul bas de compression médical dont la sécurité d'utilisation sur des patients atteints simultanément d'insuffisances veineuses et d'AOMI légère à moyenne et / ou de diabète sucré a été scientifiquement étudiée et confirmée.<sup>1</sup>

mediven angio. Sécurité des soins – jusqu'à la pointe des pieds.



# mediven® angio

Sécurité des soins – jusqu'à la pointe des pieds.



## Conseil medi<sup>2</sup> :

Compte tenu des propriétés du produit et des résultats de l'étude clinique<sup>1</sup>, nous recommandons mediven angio dans les cas suivants :

- Pour femmes / hommes avec maladie veineuse chronique
- AOMI concomitante légère à moyenne
- Diabète sucré concomitant

## Indications<sup>3</sup>

- Maladie veineuse chronique de stade I à III selon Widmer ou de classe C0s – C5 selon la CEAP

## Propriétés

- Rembourrage exceptionnel et doux de tout le pied
- Laine mérinos naturelle pour une thermorégulation optimale et un confort de port accru
- La couture plate extra-longue se place agréablement le long des orteils de manière à former une pointe anatomique
- Structure côtelée spécifique pour un rapport idéal entre pression de repos et pression de travail et comme orientation pour un ajustement correct
- Micro-peluche sur toute la jambe pour une agréable sensation de confort
- Coloris caramel – permet de repérer rapidement les suintements de liquide en présence d'éventuelles plaies superficielles grâce à la coloration plus foncée du tricot

## Consignes de lavage

Facile à entretenir

Passé au lave-linge et au sèche-linge

## Conseil medi :



Les butlers medi facilitent l'enfilage<sup>4</sup>

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 92 et suivantes

\* Sécurité du produit confirmée par une étude clinique : l'utilisation du bas de compression mediven angio est sûre pour les patients atteints simultanément d'insuffisances veineuses et d'artériopathie oblitérante périphérique (AOMI) légère à moyenne et / ou de diabète sucré.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

<sup>2</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

<sup>3</sup> Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.

<sup>4</sup> De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).

# mediven® angio


La solution pour les patients atteints d'insuffisance veineuse chronique accompagnée d'une AOMI et / ou d'un diabète sucré concomitants.



## Bordure extra-large

Maintien sûr et répartition de la pression sur une grande surface

- ✓ Prévention des cisaillements



## Structure côtelée ferme

Structure avec bonne adhérence et allongement longitudinal élevé, dans une matière peluche fine

- ✓ Enfilage facilité et agréable sensation de confort



## Peluche de mérinos dans toute la zone du pied

Rembourrage exceptionnel et doux du bout des orteils jusqu'au-dessus de la cheville

- ✓ Prévention des points de pression en cas de troubles de la sensibilité ou de la peau et thermorégulation optimale

## Couture plate extra-longue

Couture spéciale jusqu'au-delà de l'articulation des orteils

- ✓ Soulagement optimal de la pression sur la pointe des orteils et l'articulation des orteils



# mediven® angio

Sécurité des soins – jusqu'à la pointe des orteils.

## Modèles livrables

AD



## Modèles standard

Série	Taille I – VII Longueur normale et courte
Fabrication sur mesure	possible
Modèles spéciaux	ne sont pas possibles
Extrémité supérieure	Bordure extra-large
Pied	Pointe de pied fermée petit pied : jusqu'à 25 cm $\hat{=}$ pointure 36 – 40 grand pied : à partir de 25 cm $\hat{=}$ pointure 40 – 46

## Composition

	Polyamide (PA)	Élasthanne (EL)	Laine mérinos
CCL 1	71 %	22 %	7 %
CCL 2	70 %	23 %	7 %

Matériau

Moyen

Classe de compression

CCL 1, 2

Avantages du produit



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Diversité



Coloris standard

S = série

M = sur mesure

Noir  
S+M

Caramel  
S+M

\* Délai de livraison jusqu'à 10 jours ouvrés.



mediven® angio en caramel



mediven® angio en noir

# Une nouveauté exceptionnelle

**mediven® angio – le premier et le seul bas de compression médical dont la sécurité d'utilisation sur des patients atteints d'insuffisances veineuses avec AOMI et / ou diabète sucré concomitants a été scientifiquement étudiée et confirmée.\***

## Propriétés exceptionnelles

mediven angio a été spécialement développé pour les patients souffrant d'insuffisance veineuse chronique et d'une AOMI légère à moyenne et / ou de diabète sucré, et est parfaitement adapté à leurs besoins.

## Sécurité exceptionnelle

La sécurité de mediven angio a été étudiée et scientifiquement démontrée dans le cadre d'une étude clinique<sup>1</sup> qui a porté sur les deux catégories de patients :

- ✓ Irrigation sanguine stable jusque dans les plus petits vaisseaux
- ✓ Pas de lésion de la peau
- ✓ Pas de cisaillements
- ✓ Pas de points de pression
- ✓ Confort de port élevé

Confirmé pour les classes de compression 1 et 2



\* Sécurité du produit confirmée par une étude clinique : l'utilisation du bas de compression mediven angio est sûre pour les patients atteints simultanément d'insuffisances veineuses et d'artériopathie oblitérante périphérique (AOMI) légère à moyenne et / ou de diabète sucré.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. *BMJ Open Diab Res Care* 2020;8:e001316.





## mediven<sup>®</sup> Modèles spéciaux en tricot circulaire

**Chaque patient est différent – et pour assurer des soins personnalisés, nous proposons à vos clients de nombreux modèles spéciaux. Il s'agit de modèles qui vont au-delà de la gamme mediven standard.**

Les récapitulatifs suivants vous aideront à choisir les bons modèles. Grâce à des soins personnalisés, vous contribuez à ce que vos clients portent leurs bas avec plaisir et régulièrement. Par conséquent, tenez bien compte des différentes exigences des patients souffrant de troubles veineux et abordez-les explicitement. medi vous fournit tout ce dont vous avez besoin à cet effet. Pour des clients satisfaits.



# Modèles standard

## Pointes de pied

### Bas à pointe ouverte

#### Conseil medi :

- Les bas à pointe ouverte sont fournis à la demande du patient, lorsque ce dernier préfère cette solution



	mediven elegance	mediven plus	mediven confort	mediven forte
Fabrication de série	Standard	Standard	Standard	Standard
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément

### Pointe de pied fermée

#### Conseil medi :

- Pied à taille unique : mediven elegance, mediven plus et mediven confort, pointure 36 – 43
- Deux tailles de pied pour mediven forte :
  - petit pied, jusqu'à 23 cm
  - grand pied, à partir de 23 cm



	mediven elegance	mediven plus	mediven confort	mediven forte
Fabrication de série	Standard	Standard	Standard	Standard
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément

# Modèles spéciaux

## Pointes de pied

### Pointe de pied douce

#### Conseil medi :

- Pour les clients sensibles au niveau des orteils (p. ex. orteils en griffe) et qui souhaitent par conséquent porter une pointe de pied particulièrement douce.

**Remarque :** En raison des différentes matières utilisées, il peut y avoir des variations de couleur.

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
Fabrication sur mesure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément



### Orteil pour hallux valgus

#### Conseil medi :

- Pour les clients qui ont besoin de plus de liberté de mouvement au niveau des orteils

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
Fabrication sur mesure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
En cas de modification ultérieure	–	–	–	–





## Bas avec pointe de pied anatomique

### Conseil medi :

- Pour les clients hypersensibles au niveau des orteils
- Particulièrement adapté pour les chaussures étroites (p. ex. chaussures de ville)

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
Fabrication sur mesure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
En cas de modification ultérieure	–	–	–	–



## Rallonger ou raccourcir les pointes de pied en maille selon les consignes

### Conseil medi :

- Soins personnalisés en fonction des mesures du patient

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément



Pointe de pied en maille rallongée selon les consignes



Pointe de pied en maille raccourcie selon les consignes

## Rallonger une bordure en maille au niveau du pied selon les consignes

### Conseil medi :

- Soins personnalisés en fonction des mesures du patient

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément



## Raccourcir la longueur du pied selon les consignes

### Conseil medi :

- Soins personnalisés en fonction des mesures du patient

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément



## Segments anti-glisse

### Conseil medi :

- Pour un meilleur maintien au quotidien
- Marcher en chaussettes est plus sûr et les patients ont une meilleure tenue\* dans la chaussure

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
Fabrication sur mesure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément



\*La tenue se réfère à la marche dans des chaussures à talons.

# Parties ventrales

## Collant avec partie ventrale compressive

### Conseil médi :

Maintien sûr et confort accru

- Pour les clients qui ont besoin d'un large tour de ventre
- Pour les clients dont le tissu conjonctif est mou
- En cas de faiblesse musculaire abdominale ou de diastase

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	–	–
Fabrication sur mesure	contre supplément	contre supplément	–	contre supplément



## Partie ventrale rallongée / raccourcie

### Conseil médi :

Maintien sûr et confort accru

- Rallongée pour les clients avec un ventre proéminent ou des fesses fortes

### Conseil médi :

Maintien sûr et confort accru

- Raccourcie pour les clients avec des fesses plates (possibilité de porter au niveau des hanches)

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	–	–
Fabrication sur mesure	sans supplément	sans supplément	–	sans supplément
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	–	contre supplément



## Partie ventrale avant / arrière, rallongée / raccourcie

### Conseil médi :

Maintien sûr et confort accru

- Rallongée devant ou raccourcie derrière pour les clients avec des fesses plates, mais un ventre proéminent

### Conseil médi :

Maintien sûr et confort accru

- Raccourcie devant ou rallongée derrière pour les clients avec des fesse fortes mais peu de ventre

**Remarque :** La différence entre les parties avant et arrière ne peut pas excéder 9 cm.

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	–	contre supplément
Fabrication sur mesure	sans supplément	sans supplément	–	sans supplément
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	–	contre supplément



## Collant à entrejambe ouvert

### Conseil medi :

Confort accru et meilleure adaptation à l'usage quotidien

- Pour les clients avec une liberté de mouvement fortement réduite
- Pour les patients incontinents
- Pour les porteurs de cathéters permanents
- Pour les clients avec des mycoses gynécologiques

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	–	–
Fabrication sur mesure	sans supplément	sans supplément	–	sans supplément
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	–	contre supplément



## Collant avec orifice pour stomie

### Conseil medi :

Confort accru et meilleure adaptation à l'usage quotidien

- Pour les porteurs de stomie

### Remarque :

- Pour une première prescription, ajustez d'abord le collant au client, puis marquez l'emplacement de l'orifice pour stomie.
- Renvoyez le collant à medi pour que nous puissions pratiquer l'ouverture. Elle sera ainsi placée avec précision.
- Pour un renouvellement d'ordonnance, renvoyez-nous le « modèle ».

	mediven elegance	mediven plus	mediven comfort	mediven forte
Fabrication de série	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
Fabrication sur mesure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément



## Collant une jambe

### Conseil medi :

- Comme alternative à la fixation au niveau des hanches ou à la bordure anti-glisse

	mediven elegance	mediven plus*	mediven comfort	mediven forte*
Fabrication de série	–	contre supplément	–	–
Fabrication sur mesure	–	contre supplément	–	contre supplément



\* Tarification du supplément toujours en fonction du prix AG avec bordure en maille



# Modèles standard

## Bandes anti-glisse

Bande anti-glisse large avec motif de rose, bande anti-glisse à picots, bande anti-glisse à picots avec motif, bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles

### Bande anti-glisse large avec motif de rose

**Conseil médi :** Tenue éprouvée et fiable grâce au revêtement sur toute la surface. Design élégant et féminin. Bande anti-glisse légère et fine de qualité.

### Bande anti-glisse à picots\*\*

**Conseil médi :** Tenue éprouvée et fiable grâce à la structure à picots. Bonne circulation de l'air. Design neutre. Bande anti-glisse stable et robuste.

### Bande anti-glisse à picots avec motif

**Conseil médi :** Tenue éprouvée et fiable grâce à la structure à picots. Bonne circulation de l'air. Design tendance. Bande anti-glisse stable et robuste.

### Bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles

**Conseil médi :** fins micro-picots à peine sensibles pour une tenue fiable. Très bonne circulation de l'air. Design neutre. Bande anti-glisse légère et fine de qualité.



Bande anti-glisse large avec motif de rose



Bande anti-glisse à picots



Bande anti-glisse à picots avec motif



Bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan): Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinprodukts – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



Quelle: Final Clinical Security Test – Eurofins DERMSCAN, Bucharest, 2019.

mediven elegance*	(FBR) Bande anti-glisse large avec motif de rose	(NoB) Bande anti-glisse à picots	(NoM) Bande anti-glisse à picots avec motif	(MBs) Bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles
Fabrication de série	Standard	Standard	Standard	Standard
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
mediven comfort*				
Fabrication de série	Standard	Standard	Standard	Standard
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
mediven plus*				
Fabrication de série	Standard	Standard	Standard	Standard
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément
mediven forte*				
Fabrication de série	Standard	Standard	Standard	Standard
Fabrication sur mesure	Standard	Standard	Standard	Standard
En cas de modification ultérieure	contre supplément	contre supplément	contre supplément	contre supplément

\* Tarification du supplément toujours en fonction du prix avec bande anti-glisse

\*\*également disponible en version étroite

## Fixations hanches

### Conseil médi :

- Maintien sûr et confort accru
- Pour les clients avec des cuisses fortes ou coniques
- Pour les cuisses très molles
- Pour les personnes allergiques (alternative à la bande anti-glisse revêtue de silicone)
- Pour les clients qui ont tendance aux réactions allergiques cutanées à cause du frottement des bandes anti-glisse

	mediven elegance	mediven plus*	mediven comfort	mediven forte*
Fabrication de série	–	contre supplément	–	contre supplément
Fabrication sur mesure	–	contre supplément	–	contre supplément
En cas de modification ultérieure	–	contre supplément	–	contre supplément

\* Tarification du supplément toujours en fonction du prix AG avec bordure en maille



## Porte-jarretelles

Porte-jarretelles en toile, réglables avec deux ou quatre jarretelles. Peut être utilisé avec tous les modèles.

Un seul côté dans les tailles	1	2	3
Tour de taille	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm
Deux côtés dans les tailles	1	2	3
Tour de taille	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm



## Marchandise au mètre

Peut être commandée selon les besoins.

- Bande anti-glisse large avec motif de rose (FBR)
- Bande anti-glisse à picots (NoB)
- Bande anti-glisse à picots avec motif (NoM)
- Bande anti-glisse à micro-picots pour peaux sensibles (MBs)
- Composition :  
silicone, polyamide, polyester, élasthanne
- Dans les coloris : beige, caramel, noir, blanc et cachemire



# mediven<sup>®</sup> modèles de gousset

Une tenue parfaite est l'essentiel d'un bas de compression.

Vos clients ne porteront leurs bas régulièrement que s'ils se sentent bien dedans. C'est pourquoi medi propose différentes variantes en matière de gousset. Les pages suivantes vous donneront un aperçu des nombreuses possibilités. En plus des photos, une description vous aidera à faire le bon choix.





Modèles  
spéciaux en  
tricot circulaire



# mediven®

## Modèles de gousset

Gousset standard	mediven elegance	mediven confort	mediven plus	mediven forte
<b>Gousset confort</b>	Taille I–VII cT 60–125 cH 80–145	Taille I–VII cT 60–125 cH 80–135		
<b>Gousset à l'entrejambe</b> Peu de ventre et peu de fesses Pour un ventre et des fesses peu marqués			Taille I–III cT 60–95 cH 80–110	Taille I–III cT 60–95 cH 80–110
<b>Gousset fin dans le dos</b> Peu de ventre et mais des fesses marquées Pour des fesses marquées et un ventre relativement plat en comparaison			Taille IV–VII cT 80–125 cH 100–145	Taille IV–VII cT 80–125 cH 100–145
<b>Gousset large dans le dos</b> Peu de ventre et mais des fesses très marquées Pour des fesses très marquées et un ventre relativement plat en comparaison			<b>Partie ventrale maxi</b> Taille I–III cT 95–140 cH 110–150	
<b>Gousset extra-large dans le dos</b> Beaucoup de ventre et de fesses Pour des fesses et un ventre marqués			<b>Partie ventrale maxi</b> Taille IV–V cT 120–150 cH 135–160	
<b>Gousset extra-large dans le dos</b> Beaucoup de ventre et de fesses Pour des fesses et un ventre marqués			<b>Partie ventrale maxi</b> Taille VI–VII cT 140–165 cH 145–170	
<b>Collant de grossesse fermé</b> Ventre qui grossit Convient aux femmes enceintes dont le tour de ventre est important et en pleine croissance.	Taille I–VII cT ab 60 cH ab 80		Taille I–VII cT ab 60 cH ab 80	
<b>Collant pour homme, fente oblique</b> Pour homme (avec fente)			Taille I–VII cT 60–125 cH 80–145	

# Modèles de gousset en tricot circulaire

## Gousset confort

Gousset standard

### Version en série

**Modèles** mediven elegance, mediven confort

**Tailles** I–VII

### Version sur mesure

**Modèles** mediven elegance, mediven confort

**Veillez commander** le « gousset confort »



devant



dos

## Gousset à l'entrejambe

Gousset standard

Ventre et fesses peu marqués.

### Version en série

**Modèles** mediven plus, mediven forte

**Tailles** I–III

### Version sur mesure

**Modèles** mediven plus, mediven forte

**Veillez commander** le « gousset à l'entrejambe »



devant



dos

## Partie ventrale maxi

Tour de taille et de hanches important.

### Modèle spécial

**Modèle** mediven plus

**Tailles** I–VII



devant



dos

### Gousset fin dans le dos

Fesses marquées et ventre relativement plat en comparaison

#### Fabrication sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
----------------	---

#### Versions spéciales

<b>Modèles</b>	mediven plus, taille I – III partie ventrale maxi, taille I – III mediven forte, taille I – III
----------------	---

**Veillez commander** le « gousset fin dans le dos »



devant



dos

### Gousset fin devant

Ventre marqué et fesses relativement plates.

#### Fabrication sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
----------------	---

#### Versions spéciales

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus
----------------	----------------------------------

**Veillez commander** le « gousset fin devant »



devant



dos

### Gousset large dans le dos

Fesses très marquées et ventre relativement plat en comparaison

#### Fabrication sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte mediven confort
----------------	--

#### Versions spéciales

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven confort partie ventrale maxi, taille IV – VII
----------------	--

**Veillez commander** le « gousset large dans le dos »



devant



dos

### Gousset large devant

Ventre très marqué et fesses relativement plates en comparaison.

#### Fabrication sur mesure

Modèles	mediven elegance mediven plus mediven forte mediven confort
---------	--

#### Versions spéciales

Modèles	mediven elegance mediven plus mediven confort
---------	---

**Veillez commander le « gousset large devant »**



devant



dos

### Gousset variable dans le dos

Taille fine, fesses très marquées et ventre relativement plat en comparaison.

#### Fabrication sur mesure

Modèles	mediven elegance mediven plus mediven forte
---------	---

#### Versions spéciales

Modèles	mediven elegance mediven plus
---------	----------------------------------

**Veillez commander le « gousset variable dans le dos »**



devant



dos

### Gousset variable devant

Taille fine, ventre très marqué et fesses relativement plates en comparaison.

#### Fabrication sur mesure

Modèles	mediven elegance mediven plus mediven forte
---------	---

#### Versions spéciales

Modèles	mediven elegance mediven plus
---------	----------------------------------

**Veillez commander le « gousset variable devant »**



devant



dos



### Gousset continu fin

---

Sensibilité à la pression, ventre et fesses légèrement marqués.

#### Fabrication sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
----------------	---

#### Versions spéciales

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus
----------------	----------------------------------

**Veillez commander** le « gousset continu fin »



devant



dos

### Gousset continu fin devant et large dans le dos

---

Tour de ventre élevé et fesses particulièrement marquées.

#### Fabrication sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
----------------	---

#### Versions spéciales

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus
----------------	----------------------------------

**Veillez commander** le « gousset continu fin devant et large dans le dos »



devant



dos

### Gousset continu large devant et fin dans le dos

---

Dans l'ensemble tour de ventre élevé et fesses très marquées.

#### Fabrication sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
----------------	---

#### Versions spéciales

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus
----------------	----------------------------------

**Veillez commander** le « gousset continu large devant et fin dans le dos »



devant



dos

## Gousset continu large

Circonférence élevée du ventre et des hanches.

### Fabrication sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte mediven confort
----------------	--

### Versions spéciales

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven confort
----------------	---

**Veillez commander** le « gousset continu large »



devant



dos

## Collant de grossesse AT / U, fermé

### Gousset standard

Convient aux femmes enceintes dont le tour de ventre est important et en pleine croissance.

### Version en série

<b>Modèles</b>	mediven elegance, mediven plus
<b>Tailles</b>	I – VII

### Version sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance, mediven plus, mediven forte
<b>Veillez commander</b>	le « collant de grossesse AT / U, fermé »



devant



de profil

### Collant de grossesse AT / U, ouvert

Convient aux femmes enceintes sensibles à la pression dont le tour de ventre est important et en pleine croissance.

#### Fabrication sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus mediven forte
----------------	---

#### Versions spéciales

<b>Modèles</b>	mediven elegance mediven plus
----------------	----------------------------------

**Veillez commander** le « collant de grossesse AT / U, ouvert »



devant



de profil

### Gousset pour homme avec fente en travers

Pour homme (avec fente)

#### Version en série

<b>Modèles</b>	mediven plus
----------------	--------------

<b>Tailles</b>	I – VII
----------------	---------

#### Version sur mesure

<b>Modèles</b>	mediven plus, mediven forte
----------------	-----------------------------


**Veillez commander** le « gousset pour homme avec fente en travers »



devant



dos





## mediven<sup>®</sup> ulcer kit

Le traitement de l'ulcère de la jambe nécessite un concept thérapeutique bien pensé. Avec mediven ulcer kit, les patients souffrant d'une plaie ulcéreuse au MI peuvent être traités efficacement. L'ulcer kit se compose de deux éléments qui sont portés l'un sur l'autre : mediven ulcer et mediven ulcer plus. Le bas comme le sous-bas assurent chacun une pression de 20 mmHg et garantissent ainsi de jour comme de nuit une thérapie efficace par compression.

Pour en savoir plus sur le Concept thérapeutique medi pour l'ulcère de la jambe, reportez-vous à notre catalogue de produits, page 4.





mediven  
ulcer kit



# mediven<sup>®</sup> ulcer kit

Système de bas pour ulcère 2 x 20 mmHg pour une thérapie de compression efficace 24 heures sur 24.<sup>1,2</sup>

## Conseil medi\* :

Compte tenu des propriétés du produit, nous recommandons mediven ulcer kit dans les cas suivants :

- Pour femmes / hommes
- Après la phase de décongestion initiale
- Thérapie de compression 24 h sur 24

## Indications

- Thérapie de l'ulcère veineux de la jambe (classification CEAP C6)
- Thérapie de l'ulcère mixte de la jambe (artériel et veineux) (compte tenu des contre-indications)
- Prévention de la récurrence de l'ulcère veineux de la jambe (classification CEAP C5)

## Propriétés

- Efficacité thérapeutique dès la nuit<sup>1,2</sup>
- Enfilage facile : Le sous-bas facilite l'enfilage du bas<sup>3</sup>
- Sous-bas avec effet antibactérien et contre les odeurs pour une hygiène optimale
- Pour des raisons d'hygiène, mediven ulcer devrait être changé tous les jours, deux sous-bas sont compris dans la livraison standard
- Agréable à porter tout en étant très résistant
- Conforme aux exigences de l'EWMA\*\* sur la pression thérapeutique requise (40 mmHg)<sup>4</sup>
- Rigidité élevée grâce au double bas

## Consignes de lavage

Sous-bas :     

Bas :     

Passe au lave-linge

et au sèche-linge



## Remarque

Vous trouverez ici une vidéo explicative pour l'enfilage du mediven ulcer kit : [www.medi.biz/ulcerkit](http://www.medi.biz/ulcerkit)

\* Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

1 Partsch B et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. *Phlebology* 2008;23(1):40-46.

2 Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. *Phlebologie* 2011;5:245-250.

3 Tickle J. Managing venous leg ulcers and oedema using compression hosiery. *Nursing Standard* 2015;30(8):57-63.

4 Franks P et al. Management of Patients with Venous Leg Ulcer Challenges and Current Best Practice. *J Wound Care* 2016;25 Suppl 6:1-67.

\*\* European Wound Management Association

# Thérapie de la maladie de base mediven® ulcer kit

Système de bas pour ulcère 2 x 20 mmHg pour une thérapie de compression efficace 24 heures sur 24.<sup>1,2</sup>

## Sous-bas mediven® ulcer

NOUVEAU

Efficacité thérapeutique de la compression à 20 mmHg pendant la nuit.<sup>1,2</sup>

La bordure plate assure une bonne tenue et n'étrangle pas.

La matière douce avec effet antibactérien rend le bas agréable à porter et facile à enfiler.

La zone du cou-de-pied intégrée permet un ajustement optimal et réduit la formation de plis lors de la flexion du pied.

La réalisation spéciale du talon assure un soulagement optimal de la pression et prévoit des marquages de couleur pour un positionnement aisé.

## Bas mediven® ulcer plus

Compression supplémentaire de 20 mmHg pendant la journée.

La bordure large assure un confort optimal.

La rigidité médiane du matériau procure une agréable pression de travail et un aspect discret.

Le talon Plus confortable et la semelle renforcée garantissent une résistance élevée.

Également disponible avec pointe de pied fermée.







# mediven® ulcer kit

Système de bas pour ulcère 2 x 20 mmHg pour une thérapie de compression efficace 24 heures sur 24.<sup>1,2</sup>

## Contenu de la livraison

- 2 sous-bas mediven ulcer
- 1 bas mediven ulcer plus
- 1 aide à l'enfilage pour les bas à bout ouvert (pour mediven ulcer kit avec pointe de pied ouverte)

mediven ulcer kit		
	AD	AD
		
Série 2 x 20 mmHg	Pointe de pied fermée	Pointe de pied ouverte


## mediven® ulcer refill

Article	UV
Lot de rechange mediven ulcer refill	2 x mediven ulcer

Article	Référence	
<b>Pointe de pied fermée</b>	<b>courte</b>	<b>normale</b>
mediven ulcer kit	381708△000	381008△000
<b>Pointe de pied ouverte</b>		
mediven ulcer kit	381707△000	381007△000
<b>Lot de rechange (2 pièces par UV)</b>		
mediven ulcer refill	8X4718△000	8X4018△000

△ = Veuillez compléter avec les tailles de 1 à 7

## Tableau des mesures



Taille		I	II	III	V	V	VI	VII
Circonférences (en cm)	cheville cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	sous le genou cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
Marquage couleur	talon	rose	bleu	jaune	rouge	gris	vert	marron
		Court	Normal					
Longueur (en cm)	∅D	34 – 38	39 – 44					

## Compression

2 x 20 mmHg

## Avantages du produit



Doux \*



Antibactérien\*



Facile à enfiler



\* Ces caractéristiques valent uniquement pour mediven ulcer.

## Coloris

S = série

Caramel  
S



mediven ulcer kit avec pointe de pied fermée

## Études

- <sup>1</sup> Partsch B et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. *Phlebologie* 2008;23(1):40–46.
- <sup>2</sup> Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. *Phlebologie* 2011;5:245–250





## Soins de base medi

Avec les bas duomed basic vous proposez à vos clients des produits à un prix avantageux et d'une bonne qualité. Ces bas sont disponibles dans toutes les variantes importantes en fabrication de série ou sur mesure.

La coopération en partenariat avec medi vous permet de répondre à tous les besoins des clients et de couvrir la gamme complète des produits de qualité mediven entièrement remboursés, ainsi que des accessoires haut de gamme individuels.

Avec medi, vous obtenez tout ce qu'il faut auprès du même fournisseur.



# duomed<sup>®</sup> basic

## Conseil médi<sup>1</sup> :

Compte tenu de l'épaisseur du matériau, de l'ajustement et des propriétés du produit, nous recommandons duomed basic dans les cas suivants :

- Pour femmes / hommes
- Poids normal / surpoids
- Tendance au phlébœdème légère à sévère
- Convient aussi aux tissus conjonctifs mous

## Indications<sup>2</sup>

- Maladies veineuses chroniques de stade I à III selon Widmer ou de classe C0s – C4 selon la CEAP
- Phase initiale après le traitement des varices
- Problèmes de congestion et œdèmes pendant la grossesse
- Œdèmes de reperfusion post-opératoires
- Œdèmes post-traumatiques, post-opératoires, professionnels, médicamenteux
- Œdèmes dus à l'immobilité
- Thrombose veineuse superficielle
- État après une thrombose, syndrome post-thrombotique
- Prévention de la thrombose chez les patients mobiles
- Dermatoses inflammatoires des jambes
- Nausées, vertiges pendant la grossesse

## Propriétés

- Maille opaque

## Consignes de lavage

Facile à entretenir    

Passe au lave-linge et au sèche-linge

<sup>1</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

<sup>2</sup> Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels du patient.



Bande anti-glisse à picots

## Avantages du produit



## Classe de compression

CCL 1, 2

## Coloris standard


S = série

M = sur mesure

Caramel  
S + M

Noir  
S + M

### Modèles livrables



### Modèles standard

Série	Taille I – VII, longueur normale et courte, bande anti-glisse normale et large	
Fabrication sur mesure	possible	
Versions spéciales	ne sont pas possibles	
Extrémité supérieure	AD	Bordure en maille, bande anti-glisse à picots, mince
	AG	Bande anti-glisse à picots
Entrejambe / partie ventrale	AT	Gousset standard
Pied	Pointe de pied ouverte, pointe de pied fermée Pointure 36 – 43	

### Composition

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	42 %	58 %
CCL 2	45 %	55 %

### Taille de série sans couture

	I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG avec bande anti-glisse normale	cG 43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72	
AG avec bande anti-glisse large	cG 49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85	
l = longueur c = circonférence 	cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	
	cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	
	cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
	cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
	cB1	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
	Longueur	lG normale	72 – 83 cm					
lG courte		62 – 71 cm						
lD normale		39 – 44 cm						
lD courte		34 – 38 cm						
Partie pied	Taille de pied unique ultra-élastique, pointure 36 – 43							



## mediven harmony<sup>®</sup>

Ce manchon sans couture s'utilise par exemple sur les œdèmes post-traumatiques légers.







# mediven harmony®

Manchon en tricot circulaire en sept tailles standard.

## Indications<sup>3</sup>

- Thrombose veineuse du bras
- Recommandation medi :  
Œdèmes post-opératoires et post-traumatiques (remarque : ne convient pas aux œdèmes prononcés !)

## Propriétés

- Double ellipse à l'intérieur et à l'extérieur du coude pour
- une réduction des plis formés dans le creux du coude, pour la prévention des constrictions, des points de pression, des irritations de la peau, des lésions de la peau dans la zone du tendon fléchisseur et des structures vasculaires
- Garantit la fonctionnalité articulaire
- Facteur de protection UV<sup>2</sup>

## Consignes de lavage

Facile à entretenir    


Passer au lave-linge et au sèche-linge.



## Circonférence / partie main (cm)

Tailles	II	III	IV	V	VI	VII
cC1*	15 – 18	17 – 20	19 – 21,5	21 – 23,5	23 – 26	25,5 – 30
cC	13,5 – 15,5	15 – 18	17 – 20	19 – 21	20 – 23,5	22,5 – 27,5
cB	15,5 – 20	17,5 – 21	19,5 – 23	20,5 – 24	22,5 – 26	24,5 – 30
cA	15 – 19	17 – 20	19 – 22	20 – 23	22 – 25	24 – 29

## Partie main



## Modèles livrables

Partie main AC1 sans doigts, avec base du pouce

AC1 gant sans couture avec doigts compressifs



sans doigts

CCL 1: Art.No.:  
2Y90x02-7000  
CCL 2: Art.No.:  
2Y90x02-7000


avec des doigts

CCL 1: Art.No.:  
2Z90x02-7000  
CCL 2: Art.No.:  
2Z91x02-7000

## Composition partie main

	Élasthane (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	18%	82%
CCL 2	22%	78%

## Conseil medi :



Les butlers medi facilitent l'enfilage<sup>1</sup>

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi page 96 et suivantes

\* Le point de mesure cC1 se trouve 5 cm au-dessus de cC.

<sup>1</sup> De manière générale s'applique pour les aides à l'enfilage et au retrait : Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).

<sup>2</sup> Notez que cette recommandation ne remplace pas le diagnostic du médecin ni les conseils du revendeur médical.

## Avantages du produit



Clima Comfort



Perfect Fit



Double ellipses



## Classe de compression

# CCL 1, 2

## Coloris


S = Standard

Sable  
S

Caramel  
S

Noir  
S

## Manchon



Points de mesure pour mediven harmony

### Modèles standard

Coloris	Sable, Caramel, Noir
Tailles de série	I – VII, standard et extra-large
Fabrication sur mesure	n'est pas possible
Extrémité supérieure	Bande anti-glisse à picots, mince, 2,5 cm
Partie main	sans doigts, avec base du pouce

### Composition

Type de traitement	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	34%	66%
CCL 2	43%	57%

### Longueur (cm)


Longueur standard 41 – 47

### Modèles (tous les modèles existent en version standard et extra-large)


#### AG manchon combiné



#### Manchon AG avec partie main intégrée et avec bande anti-glisse




#### AG manchon combiné avec fixation à l'épaule



#### CG



#### Manchon CG avec bande anti-glisse



#### CG avec fixation à l'épaule



Manchon	Taille I		Taille II		Taille I – III		Taille IV	
	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large
Circonférence (cm)								
cG	25,5 – 28	28,5 – 31	28 – 30,5	30,5 – 33,5	30 – 33	33 – 36	32 – 35	35 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28	25 – 27,5	27,5 – 30	27,5 – 30	30 – 33	29,5 – 32	32 – 35
cE	23 – 25	24 – 26	24,5 – 26,5	26,5 – 29	26 – 28,5	28,5 – 31	27,5 – 30	30 – 33
cD	22 – 24	24 – 26	23 – 25	25 – 27,5	24 – 26	26 – 28,5	25 – 27,5	28 – 30,5
cC1 = 100 %*	15 – 16,5		16,5 – 18		18 – 19,5		19,5 – 21	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16 – 17,5		17,5 – 19	
cA	15 – 18		16 – 19		17 – 20		19 – 22	
Manchon	Taille V		Taille VI		Taille VII			
	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large		
Circonférence (cm)								
cG	33,5 – 36,5	37 – 40,5	36 – 39,5	39,5 – 43	38 – 41,5	41,5 – 45,5		
cF	31 – 34	34 – 37	33 – 36	36 – 39,5	35 – 38,5	38,5 – 42		
cE	29 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39		
cD	27 – 29,5	29,5 – 32	28,5 – 31	31 – 34	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5		
cC1 = 100 %*	21 – 23		23 – 25		25 – 27,5			
cC	19 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5			
cA	20 – 23		22 – 25		24 – 27			

\* Le point de mesure cC1 se trouve 5 cm au-dessus de cC.







## mediven sheer & soft<sup>®</sup>

Un bas de compression transparent, simple et doux comme une brise légère.

mediven sheer & soft porte le confort à un tout autre niveau. Ces bas de compression sont si transparents que vous seul saurez qu'il s'agit de bas de compression.

mediven sheer & soft. Découvrez le confort à l'état pur.








# mediven sheer & soft®

Le bas de compression le plus transparent de medi.

## Propriétés

- Ultra-transparent, impossible à distinguer des chaussettes à la mode
- Disponible avec embouts de pied ouverts et fermés

## Instructions de lavage

Facile à entretenir     

Passé au lave-linge  
et au sèche-linge

\* Le choix du bas de compression optimal dépend de l'indication et des besoins individuels de la patiente.



Bande anti-glisse attrayante



Bas AD



Pointe de pied ouvert

## Avantages du produit



Clima Comfort

Clima Fresh




## Classe de compression


15 - 20 mmHg  
20 - 30 mmHg

## Coloris standard

S = en série



## Variantes disponibles



## Modèles standard

En série	Taille I – VII, longueur normale et courte
Fabrication sur mesure	impossible
Pied	Pointe de pied ouvert, pointe de pied fermé Pointure 35 – 42

## Tableau de mesure mediven sheer & soft

Taille	Tour en cm						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>cG</b>	42 – 57	45 – 61,5	49 – 66,5	52 – 73	56 – 79	60 – 84,5	64 – 87,5
<b>cD</b>	26 – 33,5	28 – 37	30 – 40	32 – 43	33,5 – 46,5	35,5 – 49,5	37,5 – 52,5
<b>cC</b>	28 – 35,5	30 – 39	32,5 – 42	35 – 45	37 – 48,5	39,5 – 51,5	41,5 – 54,5
<b>cB</b>	18 – 20	20,5 – 22,5	23 – 25	25,5 – 27,5	28 – 30	30,5 – 33	33,5 – 36

Longueur	
<b>Bas AD / longueur courte:</b>	34 – 38 cm
<b>Bas AG et AT / longueur courte:</b>	62 – 71 cm
<b>Bas AD / longueur normale:</b>	39 – 44 cm
<b>Bas AG et AT / longueur normale:</b>	72 – 83 cm

## Composition de la matière

Élasthane (EL)	Polyamide (PA)
44 %	

## Conseil medi :




Les butlers medi facilitent l'enfilage

Bien-être supplémentaire avec les soins de la peau et de la maille medi

Plus d'informations sur les accessoires medi à partir de la page 86







## Bas de voyage medi travel®

Les personnes qui ont un système veineux sain ne pensent pas toujours à la prophylaxie de la thrombose lorsqu'ils sont en vacances ou en voyage d'affaires. Elle est pourtant particulièrement importante pendant les longs trajets en voiture ou en avion. Les bas de voyage devraient être sur toutes les listes de bagages. Ils peuvent diminuer le risque de thrombose<sup>1</sup>. Intégrez la prophylaxie de la thrombose dans vos entretiens avec les clients et recommandez les bas de voyage medi travel – les compagnons de voyage pour des jambes légères et en forme.

<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).



# medi travel<sup>®</sup> men

## Les bas de voyage sportifs pour HOMME.

### Propriétés

- Mi-bas opaques au bel aspect côtelé
- Répartition contrôlée de la pression, dégressive vers le haut
- Peut réduire le risque de thrombose du voyage<sup>1</sup>
- Matière particulièrement douce et semelle renforcée
- Bordures agréables
- Clima Comfort : pour une évacuation rapide de l'humidité depuis la surface de la peau et une bonne micro-respiration
- Pour les personnes avec un bon système veineux
- N'est pas prescrit sur ordonnance

### Consignes de lavage

Facile à entretenir

Passes au lave-linge et au sèche-linge

Modèles livrables		Détermination de la taille													
<b>AD</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tour</th> <th>Taille</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18–20 cm</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>20–23 cm</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>23–26 cm</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>26–29 cm</td> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>29–32 cm</td> <td>XXL</td> </tr> </tbody> </table>	Tour	Taille	18–20 cm	S	20–23 cm	M	23–26 cm	L	26–29 cm	XL	29–32 cm	XXL	
Tour	Taille														
18–20 cm	S														
20–23 cm	M														
23–26 cm	L														
26–29 cm	XL														
29–32 cm	XXL														
Longueur normale et courte	La longueur est mesurée du talon jusqu'en dessous du genou.	Pour trouver la bonne taille de medi travel, mesurez précisément le tour de cheville.													

Modèles standard	
Pied	Bout fermé, pointure 38 – 48
Série	Taille S–XXL, longueur normale (43–49 cm) et courte (37–42 cm)

Composition	
Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
10 %	90 %

<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).

### Avantages du produit



### Fils high-tech

La très haute élasticité horizontale et verticale assure un confort optimal au niveau des jambes


Tissu de confiance certifié  
Oeko-Tex Standard 100.



**CE** medi travel respecte toutes les directives européennes en vigueur. Toutes les procédures d'évaluation de la conformité prescrites ont été effectuées.

### Coloris

S = série



# medi travel® women

## Les bas de voyage tendance pour FEMME.

### Propriétés

- Mi-bas à l'aspect semi-transparent
- Répartition contrôlée de la pression, dégressive vers le haut
- Peut réduire le risque de thrombose du voyage<sup>1</sup>
- Bordures agréables
- Clima Comfort : pour une évacuation rapide de l'humidité depuis la surface de la peau et une bonne micro-respiration
- Clima Fresh a un effet antibactérien et prévient l'apparition de bactéries à l'origine des mauvaises odeurs
- Pour les personnes avec un bon système veineux
- N'est pas prescrit sur ordonnance

### Consignes de lavage

Facile à entretenir

Passer au lave-linge et au sèche-linge

Modèles livrables		Détermination de la taille													
<b>AD</b>															
		<table border="1"> <tr> <th>Tour</th> <th>Taille</th> </tr> <tr> <td>18–20 cm</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>20–23 cm</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>23–26 cm</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>26–29 cm</td> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>29–32 cm</td> <td>XXL</td> </tr> </table>	Tour	Taille	18–20 cm	S	20–23 cm	M	23–26 cm	L	26–29 cm	XL	29–32 cm	XXL	
Tour	Taille														
18–20 cm	S														
20–23 cm	M														
23–26 cm	L														
26–29 cm	XL														
29–32 cm	XXL														
Longueur normale et courte	La longueur est mesurée du talon jusqu'en dessous du genou.	Pour trouver la bonne taille de medi travel, mesurez précisément le tour de cheville.													

Modèles standard	
Pied	Bout fermé, pointure 36 – 43
Série	Taille S–XXL, longueur normale (39–44 cm) et courte (34–38 cm)

Composition	
Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
25 %	75 %

<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).

### Avantages du produit



### Fils high-tech

La très haute élasticité horizontale et verticale assure un confort optimal au niveau des jambes


Tissu de confiance certifié  
Oeko-Tex Standard 100.



**CE** medi travel respecte toutes les directives européennes en vigueur. Toutes les procédures d'évaluation de la conformité prescrites ont été effectuées.

### Coloris

S = série







## Accessoires medi

medi propose également des produits qui viennent compléter les bas de compression médicaux en tricot plat et circulaire. La peau en particulier a besoin de soins au cours d'une thérapie par compression. Vos clients évoquent des démangeaisons ou une peau sèche ? Conseillez-leur les produits de soin medi. Ils sont spécialement conçus pour les patients atteints de problèmes veineux et lymphatiques et apportent à la peau des substances précieuses.

Les produits d'entretien pour les bas de compression prennent soin de la maille et garantissent une longue durée de vie des bas.

Vos clients ont-ils besoin d'aide pour enfiler leurs bas de compression médicaux ? Il existe différents types d'aides à l'enfilage et au retrait, qui simplifient grandement l'utilisation quotidienne des bas de compression médicaux.



## Soin de la peau medi

**Offrez davantage à vos clients. Par exemple une peau douce et soyeuse pendant leur thérapie de compression.**

Les produits de soin de la peau de medi contiennent de nombreux agents bienfaisants. Ils s'harmonisent parfaitement avec la thérapie veineuse et assurent une peau saine et soignée.


### Remarque

Le bas de compression médical joue un rôle essentiel dans la thérapie des maladies veineuses. Mais il ne faut pas négliger d'apporter à la peau les soins adaptés, car les patients portent généralement leurs bas tous les jours, ce qui peut stresser la peau. Les produits medi de soin de la peau sont spécialement conçus pour la thérapie par compression et permettent de maintenir une peau bien équilibrée.

### Conseil important pour les personnes allergiques

Tous les produits respectent des exigences élevées et sont fabriqués sans parabènes (= conservateurs) ni alcools de lanoline.

Les produits de soin medi n'ont pas de date de péremption ou de durabilité minimale. Ils comportent une icône en forme de boîte ouverte et une indication de mois. Ce marquage signifie que le produit doit être utilisé dans les 6, 9 ou 12 mois qui suivent son ouverture et la première utilisation. On retrouve aussi ce symbole par exemple sur les gels douche.



**Les produits de soin medi sont des produits cosmétiques et ne doivent être utilisés que sur une peau intacte.**

## medi day® – soin rafraîchissant de la peau aux extraits de marronnier d Inde

- Effet agréablement rafraîchissant
- Peau souple et soignée
- Réduit la sensation de tiraillement
- Accroît le confort du port des bas de compression médicaux

Tube de 50 ml, tube de 150 ml, flacon de 500 ml

Article	UV	Réf.
medi day, tube de 50 ml	6 pièces	P400025000
medi day, tube de 150 ml	6 pièces	P400026000
medi day, flacon de 500 ml	1 unité	P400027000



Vous trouverez davantage d'informations sur le test réalisé en consultant [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi day

## medi night – crème de soin régénératrice à l'hamamélis

- Apporte un repos bienfaisant pendant la nuit.
- Apaise la peau et favorise sa régénération.

Tube de 50 ml, tube de 150 ml

Article	UV	Réf.
medi night, tube de 50 ml	6 pièces	P500025000
medi night, tube de 150 ml	6 pièces	P500026000



Vous trouverez davantage d'informations sur le test réalisé en consultant [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi night

### medi fresh – spray rafraîchissant au menthol

---

- Le plein de fraîcheur pendant la journée
- Sensation immédiate de rafraîchissement
- Application plusieurs fois par jour possible
- N'abîme pas la maille
- Utilisation aisée au quotidien

Flacon de 100 ml

Article	UV	Réf.
medi fresh, flacon de 100 ml	6 pièces	P900026000



Vous trouverez davantage d'informations sur le test réalisé en consultant [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi fresh

### medi soft – soin de la peau hydratant au marronnier d'Inde et à l'urée

---

- Mousse douce et onctueuse pour le soin de la peau à toute heure de la journée
- Peau souple et soignée
- Réduit la sensation de tiraillement
- Accroît le confort du port des bas de compression médicaux
- Améliore le maintien du tricot et des bandes anti-glisse

Flacon de 125 ml

Article	UV	Réf.
medi soft, flacon de 125 ml	6 pièces	P800026000



Vous trouverez davantage d'informations sur le test réalisé en consultant [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)



medi soft

# Entretien de la maille medi

La lessive pour le lavage à la main spéciale medi est spécifiquement conçue pour les bas de compression mediven. Elle convient pour le lavage quotidien et nettoie la maille en douceur et en profondeur.

Le détachant medi élimine les traces de chaussures au niveau du talon et au bout du pied. Il suffit de l'appliquer sur les zones à nettoyer avant la lessive (laisser agir cinq minutes).

## Propriétés

- Protection de la couleur
- Entretien en douceur
- Facile à utiliser
- Inodore
- Testé dermatologiquement



## medi clean – lessive main pour bas de compression médicaux

Article	UV	Réf.
medi clean, 200 ml	6 pièces	P920026000



medi clean

## medi spot ex – stylo détachant


Article	UV	Réf.
medi spot ex, 15 ml	6 pièces	P930005000



medi spot ex

## Filet à linge medi

Article	UV	Réf.
Filet à linge medi	15 pièces	1020585000



Filet à linge medi



# Aides à l'enfilage et au retrait des bas et des chaussettes

## 2in1 medi

Article	Description	Réf.
2in1 medi	convient à toutes les longueurs de bas	6900013000

- Avec medi 2in1, le bas de compression glisse sans peine par-dessus le talon.
- Pour toutes les longueurs de bas de compression
- Pour bouts ouverts ou fermés
- Solides et résistantes à la déchirure
- Se plie sous une forme compacte pour être toujours à portée de main, que ce soit à la maison ou en déplacement.



2in1 medi

## medi Butler Off

Article	UV	Réf.
medi Butler Off	1 pièce	6900362000

Retrait rapide et facile des bas, des chaussettes et des bas de compression, sans se pencher. Non recommandé pour mediven forte.



Aide au retrait medi Butler Off

# Gants medi

## Gants en caoutchouc medi

Facilitent la répartition et le bon positionnement des articles de compression sur la jambe ou le bras. Matière : caoutchouc naturel

Article	Taille	UV	Réf.
Gant en caoutchouc	<b>small</b>	1 paire	6901022000
Gant en caoutchouc	<b>medium</b>	1 paire	6901023000
Gant en caoutchouc	<b>large</b>	1 paire	6901024000
Gant en caoutchouc	<b>small</b>	12 paires / carton	6901122000
Gant en caoutchouc	<b>medium</b>	12 paires / carton	6901123000
Gant en caoutchouc	<b>large</b>	12 paires / carton	6901124000



Gants en caoutchouc

## Gants en tissu medi avec latex

Facilitent la répartition et le bon positionnement des articles de compression sur la jambe ou le bras. Matière : polyester et latex


Article	Taille	UV	Réf.
Gants en tissu	<b>small</b>	1 paire	6903022000
Gants en tissu	<b>medium</b>	1 paire	6903023000
Gants en tissu	<b>large</b>	1 paire	6903024000
Gants en tissu	<b>small</b>	12 paires / carton	6903122000
Gants en tissu	<b>medium</b>	12 paires / carton	6903123000
Gants en tissu	<b>large</b>	12 paires / carton	6903124000



Gants en tissu avec latex

## Choix des tailles pour les gants medi en tissu et en caoutchouc

Posez votre main droite sur la ligne tracée pour le côté extérieur de la main et du pouce. Posez les doigts de façon décontractée, sans les écarter. Vous pouvez maintenant lire votre taille de gants sur l'échelle.



## Aides à l'enfilage pour les bas sans pointe

Article	UV	Réf.
Aide à l'enfilage	À l'unité 1 pièce	6900002000
Aide à l'enfilage	Carton de vente 40 pièces	6900022000



Aides à l'enfilage pour les bas sans pointe

# Butler medi

## Aides à l'enfilage des bas de compression médicaux

### Indications<sup>1</sup>

- Paralysies
- Faiblesse liée à l'âge
- Arthrose / Rhumatisme
- Obésité grave
- Raideurs importantes de la colonne vertébrale, de la hanche ou du genou
- Maladies dégénératives des mains / au niveau des mains
- Suite de blessures et d'amputations

### Conseil medi :

Les aides à l'enfilage et au retrait servent à protéger et conserver le matériau du bas et simplifient l'enfilage et le retrait des bas de compression médicaux (BCM). Elles permettent en particulier aux patients à mobilité restreinte de manipuler les bas, car elles ne demandent que peu de mouvement et de force.<sup>1</sup>

## Butler medi à long manche

Article	Réf.
Butler medi à long manche	6900052000

Pour bas et collants de compression




Butler medi à long manche

<sup>1</sup> Rabe E. et al. (2018). Directive : la thérapie de compression médicale des extrémités à l'aide de bas de compression médicaux (BCM), de bandages compressifs en phlébologie (BCP) et de systèmes de compression médical adaptatifs (CMA). AWMF Online (numéro au registre AWMF : 037/005).

## Big Butler medi

Article	Réf.
Big Butler medi	6900102000

Pour plus de confort lors de l'enfilage de bas en grande taille, conseillé pour les tailles V, VI et VII




Big Butler medi

## Butler medi à manche télescopique

Article	Réf.
Butler medi à manche télescopique	6900051000

Pour les patients à mobilité réduite, longueur de manche réglable




Butler medi à manche télescopique

## Butler medi pour collants

Article	Réf.
Butler medi pour collants	6900055000

Pour enfiler facilement les collants de compression



Butler medi pour collants

## Butler medi pour bras

Article	Diamètre de la tige	Réf.
Butler medi pour bras	11 cm	6900057000

Facilite l'enfilage des manchons sans l'aide d'une tierce personne



Butler medi pour bras

### Conseil medi :

Une étude<sup>1</sup> prouve que l'utilisation d'une aide à l'enfilage et au retrait facilite grandement l'utilisation des bas de compression. Le taux de réussite est passé de 72 à 93 %. Les sujets ont trouvé l'enfilage plus facile et plus agréable. Parmi les aides à l'enfilage utilisées, le Butler medi a obtenu le meilleur taux de réussite (90 %) pour mettre un bas de compression de catégorie 3.

<sup>1</sup> Sippel K, Seifert B, Hafner J. Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;49(2):221-229.



# Aides au traitement

## medi fix

---

Article	UV	Réf.
medi fix, 50 ml	6 pièces	1023025000

Lotion adhésive pour les bas de compression avec bordure en maille



Soft-Roller medi fix

\* Vous trouverez davantage d'informations sur le test réalisé en consultant [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)









## Services

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les informations nécessaires pour vos commandes. medi. je me sens mieux. Notre slogan s'applique aussi bien à l'excellente qualité de nos produits qu'à celle de nos services : 95 % des commandes sont envoyées dans les trois jours ouvrés.



# Votre expérience en ligne jusqu'à medi commence ici

## Boutique en ligne medi

Avec la boutique en ligne medi, vous êtes flexible partout, à votre poste de travail ou sur votre tablette au cours de vos déplacements. Quelle que soit l'heure. Simple et facile.

### Comment accéder à la boutique en ligne medi ?

Tapez l'adresse de la boutique :

<https://eshop.medi.de>

### Détails sur l'utilisation de la boutique en ligne medi :

Veillez vous adresser à notre service clientèle :

[ortho.order@cosanum.ch](mailto:ortho.order@cosanum.ch)



## Tout simplement novateur : optimisez maintenant votre quotidien de soins avec medi vision

Gagnez un temps précieux pour conseiller vos clients : la rapidité du processus vous fait gagner du temps au quotidien.

Grâce aux données de mesure précises, vous fournissez à vos clients des bas de compression en tricot plat et circulaire définis de manière personnalisée.

medi vision est une solution flexible pour un usage mobile – tant dans les magasins spécialisés que lors des soins à domicile ou à l'hôpital.

Faites dès maintenant l'expérience de l'avenir intelligent dans la prise numérique des mesures.



# Usages prévus

## Usage prévu du bas de compression médical en tricot circulaire :

---

Bas de compression médical tricoté destiné à la compression des extrémités inférieures, en particulier lors du traitement de troubles du système veineux.

## Usage prévu du butler medi pour jambe :

---

Aide à l'enfilage pour les bas et collants de compression médicaux/cliniques.

## Usage prévu du butler medi pour bras :

---

Aide à l'enfilage pour manchons médicaux/cliniques de compression du bras

## Usage prévu de medi 2in1 :

---

Aide à l'enfilage et au retrait pour bas et collants de compression médicaux avec pointe ouverte ou fermée.

## Usage prévu du mediven ulcer kit :

---

Système de bas de contention médical en tricot rond destiné à la compression des extrémités inférieures, essentiellement pour le traitement de troubles du système veineux.

## Usage prévu de medi travel :

---

Accessoire de contention médical à mailles circulaires des membres inférieurs pour la prophylaxie physique de la thrombose chez les voyageurs aux veines en bonne santé.

## Gant mediven harmony :

---

Accessoire de compression médical tricoté à plat, destiné à la compression des extrémités supérieures, en particulier lors du traitement de troubles du système veineux ou lymphatique.

## mediven harmony :

---

Bas de compression médical tricoté circulaire destiné à la compression des extrémités supérieures, en particulier lors du traitement de troubles du système veineux.