

Tableau de mesure mediven®

Tableau des tailles

mediven elegance®

Taille en série sans couture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG avec bande anti-glisse normale	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG avec bande anti-glisse large	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
l=longueur c=circonférence 	Tour en cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB ¹	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Longueur	lG normale	72-83 cm					
lG courte	62-71 cm								
lD normale	39-44 cm								
lD courte	34-38 cm								
Partie du pied	Taille de pied unique ultra-élastique, pointure 36-43								

Tableau de mesure

mediven plus® • mediven comfort®

Taille en série sans couture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG avec bande anti-glisse* normale	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG avec bande anti-glisse* large	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
l=longueur c=circonférence 	Tour en cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB ¹	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Longueur	lG normale	72-83 cm					
lG courte	62-71 cm								
lD normale	39-44 cm								
lD courte	34-38 cm								
Partie ventre maxi	Uniquement pour mediven plus AT								
	Nous conseillons une partie ventre maxi à partir d'un tour de ventre de :								
	Taille I-III	T = à partir de 95 cm		H = à partir de 110 cm					
Taille IV-V	T = à partir de 120 cm		H = à partir de 135 cm						
Taille VI-VII	T = à partir de 140 cm		H = à partir de 145 cm						
Partie du pied	Taille de pied unique ultra-élastique, pointure 36-43								

* Bande anti-glisse pour mediven comfort