

Partie main

Modèles livrables

Partie main AC1
sans doigts, avec base du pouce

AC1
Gant avec doigts compressifs





Circonférence / partie main (cm)

Tailles	II	III	IV	V	VI	VII
eC1*	15,0–18,0	17,0–20,0	19,0–21,5	21,0–23,5	23,0–26,0	25,5–30,0
eC	13,5–15,5	15,0–18,0	17,0–20,0	19,0–21,0	20,0–23,5	22,5–27,5
eB	15,5–20,0	17,5–21,0	19,5–23,0	20,5–24,0	22,5–26,0	24,5–30,0
eA	15,0–19,0	17,0–20,0	19,0–22,0	20,0–23,0	22,0–25,0	24,0–29,0

* Le point de mesure eC1 se trouve 5 cm au-dessus de eC

Circonférence / doigts (cm) / tailles


Tailles		II	III	IV	V	VI	VII
Pouce	Base eX	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
	Haut eZ	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0
Index	Base eX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	Haut eZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
Majeur	Base eX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	Haut eZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
Annulaire	Base eX	6,0	6,0	6,5	7,0	7,5	9,0
	Haut eZ	5,0	5,0	5,0	5,5	6,0	6,5
Auriculaire	Base eX	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0	8,0
	Haut eZ	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0



Composition de la partie main

	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL1	18 %	82 %
CCL2	22 %	78 %

Manchon




Points de mesure pour mediven harmony

Modèles standard		
Couleurs	Sable, Caramel, Noir	
Tailles de série	I – VII, standard et extra-large	
Fabrication sur mesure	Pas possible	
Bout	Bande anti-glisse étroite à picots, 2,5 cm	
Partie main	sans doigts, avec base du pouce	
Composition		
Manchon	Élasthanne (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	34 %	66 %
CCL 2	43 %	57 %

Longueur (cm)	
Longueur standard	41 – 47
Longueur courte*	36 – 40

* Longueur courte uniquement disponible dans le coloris caramel



Manchon	Taille I		Taille II		Taille III		Taille IV	
	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large
Circonférence (cm)								
cG	25,5 – 28,0	28,5 – 31,0	28,0 – 30,5	30,5 – 33,5	30,0 – 33,0	33,0 – 36,0	32,0 – 35,0	35,0 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	29,5 – 32,0	32,0 – 35,0
cE	23,0 – 25,0	24,0 – 26,0	24,5 – 26,5	26,5 – 29,0	26,0 – 28,5	28,5 – 31,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0
cD	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	23,0 – 25,0	25,0 – 27,5	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	25,0 – 27,5	28,0 – 30,5
cC1 = 100 %*	15,0 – 16,5		16,5 – 18,0		18,0 – 19,5		19,5 – 21,0	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16,0 – 17,5		17,5 – 19,0	
cA	15,0 – 18,0		16,0 – 19,0		17,0 – 20,0		19,0 – 22,0	

Manchon	Taille V		Taille VI		Taille VII	
	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large	Standard	Extra-large
Circonférence (cm)						
cG	33,5 – 36,5	37,0 – 40,5	36,0 – 39,5	39,5 – 43,0	38,0 – 41,5	41,5 – 45,5
cF	31,0 – 34,0	34,0 – 37,0	33,0 – 36,0	36,0 – 39,5	35,0 – 38,5	38,5 – 42,0
cE	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0
cD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,0	28,5 – 31,0	31,0 – 34,0	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5
cC1 = 100 %*	21,0 – 23,0		23,0 – 25,0		25,0 – 27,5	
cC	19,0 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5	
cA	20,0 – 23,0		22,0 – 25,0		24,0 – 27,0	

* Le point de mesure cC1 se trouve 5 cm au-dessus du point cC